
Films adhésifs pour plaques PCR ABgene®



- **En plastique transparent forte adhésion : pelable à la main**
- **En aluminium : pelable ou perçable et non coupant**
- **Performants, de très haute qualité, minimisant tout risque d'évaporation (spécialement pour la PCR en faible volume)**
- **Languette en rebord pour retrait facile**
- **Températures d'utilisation : -20 °C à +120 °C pour le plastique, et -40 °C à +120 °C pour l'aluminium**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
016028	Film PCR transparent forte adhésion	100	NC -
016125	Film PCR aluminium 130 x 80 mm	100	NC -
016925	Applicateur de film	1	NC -

Film aluminium SecureSeal pour plaques PCR



- **Température d'utilisation : -80 °C à +120 °C**
- **Perçable avec une pointe de pipette**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
039367	Film aluminium non stérile	100	NC -

DNase RNase



Retrouvez les films pour PCR et qPCR dans le chapitre Biologie Moléculaire

Couvercles Nunc

Trois modèles :
- Couvercle universel, sans pan coupé pour toutes plaques ;
- Couvercle "ultra low profil" de très faible hauteur ;
- Couvercle LowBot, spécifiquement conçus pour la manipulation en robotique, profil très plat, avec jupe courte pour permettre le marquage sur la plaque d'un code-barres sans enlever le couvercle.

Référence	Modèle	Stérile	Compatibilité	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
056118	Universel	Oui	Toutes plaques	20	60	NC -
056119	Universel	Non	Toutes plaques	20	60	NC -
056121	Universel	Non	Toutes plaques	20	180	NC -

Outils de fermeture de plaques




Rouleau pour fermeture des plaques par un film adhésif plastique ou aluminium. Largeur : 10,1 cm.



L'outil Cap-it permet la fermeture propre, sans contamination et rapide, de barrettes de bouchons dômés sur des microtubes ou des microplaques.

Outil pour retirer sans effort le film thermosoudable ThermoSeal uniquement.





Spécialement conçu pour les plaques de stockage à puits ronds et tubes de transfert 1,2 ml. Chaque bouchon comporte une languette de manipulation.

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
016560	Bouchons individuels	960	NC -
016006	Outil de fermeture Cap-it	1	NC -
016129	Barrettes de 8 bouchons	120 x 8	NC -
039131	Rouleau pour film	1	NC -

Bouchons individuels pour microplaques et plaques de stockage (avec languette de manipulation).

