Thermo-soudeuse manuelle ALPS 30 ABgene®



- Compacte(dimensions : 220 x 250 x 230 mm)
- Légère (environ 4 kg)
- Chauffage rapide : LED indiquant la température de scellage
- Ergonomique
- Inclus : adaptateur plaque Deepwell, adaptateur plaque PCR 96 puits et adaptateur microplaque standard



Réf.	Désignation	CHF
017230	Thermo-soudeuse ALPS30	NC -

Thermosoudeuse semi-automatique ALPS 50V



- Thermosoudeuse pour films format microplaque
- Pour une utilisation à bas ou moyen débit
- Format compact
- Alarme sonore à la fin du scellage
- Réglage de la température et de la durée grâce au clavier tactile

Plage de T° de soudure	125 °C à 200 °C
T° de fonctionnement	18 °C à 30 °C
Plage d'humidité	20 à 80 %
Dimensions L x P x H (mm)	220 x 321 x 425
Poids (kg)	7,2
Référence	**446879**
CHF	**NC -**

Thermoscelleuse automatisée pour plaques ALPS 5000

NOUVEAU



- Scellage rapide
- Paramétrable pour une optimisation du procédé
- Compatible avec des applications automatisées à haut rendement
- Entraînement électrique limitant les risques de contamination et le niveau sonore comparé à un entraînement pneumatique
- Scellage des plaques de 8 à 46 mm de hauteur sans adaptateur requis

Référence	Désignation	CHF
262998	Scelleuse de plaques automatique ALPS 5000	NC -

VIDEO



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

STOCKAGE SCREENING