Scelleur de plaque semi-automatique Sealbio-2







Scelleur semi-automatique avec les paramètres de temps et de températures ajustables pour un scellage reproductible. Convient pour de nombreux domaines et accepte différents types de plaques PCR, Deepwell, plaques au format SBS et plaques de stockage.

- **Température ajustable : 80 °C - 200 °C (précision 1 °C)**
- **Fonction de comptage automatique**
- **Livré avec adaptateurs de plaques**

Température de scellage	80 °C - 200 °C
Hauteur de plaque (mm)	9 à 48
Dimensions (mm) / Poids (kg)	370 x 178 x 330 / 9,6
Matériaux de plaque compatible	PP/PS/PE
Type de plaque compatible	SBS, DeepWell, PCR
Référence	**531506**
CHF	**NC -**

Thermo-soudeuse SuperSealer Matrix



- **Pour boucher les blocs et plaques en polypropylène avec un tapis ou un film**
- **Vitesse : 0 à 15 secondes par plaque**
- **Scellage parfait pour conservation des tubes à -80 °C**
- **Dimensions : 16,5 x 31,7 x 34,3 cm**

Principe : placer le bloc dans le tiroir de l'appareil, poser le tapis sur le bloc et refermer le tiroir. Automatiquement, l'appareil s'ajuste à la hauteur du bloc et applique la force adéquate sur le tapis.

Référence	Désignation	CHF
446123	SuperSealer pour tapis souple	**NC -**

Thermo-soudeuses HeatSealer Eppendorf



999517



999518

- **Adaptateur pour plaques PCR 96 puits inclus**
- **Design ergonomique pour un scellage sans effort**
- **Compactes et portables**
- **Etanchéité totale**

	S100	S200
Température	170 °C	125 °C - 200 °C
Temps de scellage	-	1 à 9 s
Poids (kg)	4	7,2
Dimensions (mm)	220 x 250 x 230	220 x 321 x 425
Puissance	320 W	350 W
Référence	**999517**	**999518**
CHF	**NC -**	**NC -**

Scelleur manuel Micro TS Heat Sealer



Thermosoudeuse pour scellage de plaques PCR 96/384 puis et DeepWell. Compatible avec une large gamme de plaques et deepwells de stockage.

- **Compact, utilisation simple, reproductible**
- **Temps de chauffe ‹ 10 minutes, température pré-programmée 170 °C**
- **Livré sans adaptateur, à compléter**

Référence	Désignation	CHF
058102B	Scelleur manuel Micro TS Heat Sealer	**NC -**
058104	Adaptateur de plaques pour plaques PCR 96 sans rebord	**NC -**