## Pointes Hamilton CO-RE Tips pour robots STARLINE et NIMBUS



NTR 20 x 96 pointes



Blister 5 x 96 pointes

- Pointes en polypropylène avec ou sans filtre
- Filtre en polyéthylène
- Pointes noires conductrices, pointes transparentes non conductrices (sauf réf. 235965)
- Certifiées « pureté biologique testée »
- Technologie CO-RE (Compressed O-Ring Expansion) : chaque pointe est dotée d'une rainure interne O-Ring
- Conditionnements :
  - sous blister (5 plateaux de 24 ou 96 pointes emballés en barquettes sous blister)
  - Pack NTR : Nested Tip Rack 20 x 96 (ou 20 x 384) : 5 rangées de 4 racks empilés sur un cadre jetable
  - 1T Tray : chargeurs individuels de 4 pointes
- Traçabilité :
  - code-barres (code 128 subset B ou C) sur chaque sous-emballage (de 4, 24, 96 ou 384)
  - numéro d'identification unique, de lot, de produit, date de fabrication et volume de pointe inscrits
  - 5 couleurs de code-barres assorties

Certified
Biological purity tested
DNase-/RNase-free
non-pyrogenic

DNase RNase

Pyro-gènes

Inhibiteur de PCR

### Pointes pour tête CO-RE 96

| Volume (µl) | Longueur (mm) | Ø Int. (mm) | Coloris | Conditionnement | Pointes/ carton | Stérile avec filtre | | Non stérile avec filtre | | Stérile sans filtre | | Non stérile sans filtre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Réf. | CHF | Réf. | CHF | Réf. | CHF | Réf. | CHF |
| 0,5 - 10 | 29,9 | 0,3 | Noir | 12 blisters (5 x 96) | 5760 | 235936 | NC - | 235901 | NC - | 235935 | NC - | 235900 | NC - |
| | | | | 6 packs NTR (20 x 96) | 11520 | - | - | - | - | - | - | 235949 | NC - |
| 0,5 - 50 | 50,4 | 0,4 | Noir | 12 blisters (5 x 96) | 5760 | 235979 | NC - | 235948 | NC - | 235978 | NC - | 235966 | NC - |
| | | | | 6 packs NTR (20 x 96) | 11520 | - | - | - | - | 235987 | NC - | 235947 | NC - |
| 10 - 300 | 59,9 | 0,4 | Noir | 12 blisters (5 x 96) | 5760 | 235938 | NC - | 235903 | NC - | 235937 | NC - | 235902 | NC - |
| | | | | 6 packs NTR (20 x 96) | 11520 | - | - | - | - | 235985 | NC - | 235950 | NC - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | 235965* | NC - |
| 10 - 300 | 95 (fine) | 0,4 | Noir | 8 blisters (5 x 96) | 3840 | 235646 | NC - | 235647 | NC - | 235648 | NC - | 235806 | NC - |
| 10 - 1000 | 95,1 | 0,7 | Noir | 8 blisters (5 x 96) | 3840 | 235940 | NC - | 235905 | NC - | 235939 | NC - | 235904 | NC - |

* La pointe référence D235965 (10 - 300 µl, coloris naturel) est conductrice

### Pointes larges spéciales «wide bore tips» pour tête CO-RE 96



235452 et 235688



235541 et 235444

| Volume (µl) | Longueur (mm) | Ø Int. (mm) | Coloris | Conditionnement | Pointes/ carton | Stérile avec filtre | | Non stérile avec filtre | | Stérile sans filtre | | Non stérile sans filtre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Réf. | CHF | Réf. | CHF | Réf. | CHF | Réf. | CHF |
| 10 - 300 | 52,2 | 0,71 | Noir | 12 blisters (5 x 96) | 5760 | - | - | 235452 | NC - | - | - | 235688 | NC - |
| 10 - 300 | 51,6 | 1,55 | Noir | 12 blisters (5 x 96) | 5760 | - | - | 235449 | NC - | - | - | 235451 | NC - |
| 10 - 1000 | 91,8 | 1,2 | Noir | 8 blisters (5 x 96) | 3840 | 235677 | NC - | 235678 | NC - | - | - | 235679 | NC - |
| 10 - 1000 | 80,1 | 3,2 | Noir | 8 blisters (5 x 96) | 3840 | - | - | 235541 | NC - | - | - | 235444 | NC - |

### Pointes spéciales «piercing tips» pour tête CO-RE 96



Piercing tip

| Volume (µl) | Longueur (mm) | Ø Int. (mm) | Coloris | Conditionnement | Pointes / carton | Stérile avec filtre | | Non stérile avec filtre | | Stérile sans filtre | | Non stérile sans filtre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Réf. | CHF | Réf. | CHF | Réf. | CHF | Réf. | CHF |
| 2 - 150 | 65,0 | 0,4 | Noir | 8 blisters (5 x 96) | 5760 | 235649 | NC - | 235658 | NC - | - | - | - | - |
| 2 - 250 | | | | | | - | - | - | - | 235659 | NC - | 235805 | NC - |

### Pointes pour tête CO-RE 384

| Volume (µl) | Longueur (mm) | Ø Int. (mm) | Coloris | Conditionnement | Pointes par carton | Stérile sans filtre | | Non stérile sans filtre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Réf. | CHF | Réf. | CHF |
| 0,5 - 50 | 39,5 | 0,4 | Noir | 1 NTR (20 x 384) | 7680 | 235694 | NC - | 235989 | NC - |
| | | | | 1 NTR (20 x 96) | 1920 | 235695 | NC - | 235993 | NC - |
| | | | Naturel | 1 NTR (20 x 384) | 7680 | - | - | 235446 | NC - |
| | | | | 1 NTR (20 x 96) | 1920 | - | - | 235447 | NC - |