Pointes spéciales 4-en-1 «Rocket Tips» pour tête CO-RE 384

Vendues en plateaux de 96, mais chaque pointe contenant 4 compartiments.
Conçues pour les têtes à 384 canaux.



Volume (µl)	Longueur (mm)	Ø Interne (mm)	Coloris	Conditionnement	Pointes/ carton	Non stérile sans filtre	
						Réf.	CHF
2 - 300 µl	70,1	0,9	noir	10 Blister (5 x 96)	4800	**235974**	**NC -**

Pointes CO-RE extra-large 4 et 5 ml



Volume (µl)	Longueur (mm)	Ø Int. (mm)	Coloris	Conditionnement	Pointes/ carton	Stérile avec filtre		Non stérile avec filtre		Stérile sans filtre		Non stérile sans filtre	
						Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
5 - 4000	118	1,05	Noir	6 blisters (5 x 24)	720	**184023**	**NC -**	**184021**	**NC -**	-	-	-	-
5 - 5000						-	-	-	-	**184022**	**NC -**	**184020**	**NC -**
5 - 4000	118	1,05	Noir	24 Tray 1T (24 x 4)	96	-	-	**194053**	**NC -**	-	-	-	-
5 - 5000						-	-	-	-	-	-	**194050**	**NC -**

Autres pointes robotiques, consultez notre site web.



Tubes AutoLys Hamilton®

- **Tubes de stockage conçus pour automatiser les étapes de la lyse lors d'analyses medico-légales, génomiques, cliniques ou alimentaires**
- **2 en 1 : un tube-filtre dans lequel l'échantillon est placé, et un deuxième tube (avec code-barre) dans lequel l'ADN est récupéré**
- **Lyse et séparation d'échantillons sécurisés, en un tube**
- **Traçabilité : code-barre 2D sur chaque tube**
- **Capuchon vissant, avec fermeture lift-lock**
- **Compatibles avec le robot Hamilton Microlab AutoLys STAR**
- **Gain de temps**
- **Evaporation minimisée**
- **Centrifugeables**

Certified
Biological purity PLUS
Human-DNA-free
DNase-/RNase-free
non-pyrogenic
ATP-free / sterile

HAMILTON




Référence	Désignation	Couleur capuchon	Unités/ carton	CHF/ carton
235542	Tube AutoLys A pour procédés automatisés	Orange	10 sachets de 25	**NC -**
235478	Tube AutoLys A pour procédés automatisés	Orange	5 sachets de 100	**NC -**

Pointes robotiques pour Tecan® et Qiagen®

Pointes fines en polypropylène naturel clair ou en graphite noir conducteur spécifiquement destinées aux robots Tecan® et Qiagen®.

- **En vrac ou sur rack à plateau chargeable directement sur l'appareil**
- **Très haute qualité, précision et reproductibilité**



Coloris	Volume	Cond.	Vrac	CHF le sachet	Sur rack de 96	CHF les 5 x 2 racks
Pour TECAN						
Graphite noir	20 µl	960	-	-	**071300**	**NC -**
PP naturel	50 µl	960	-	-	**071310**	**NC -**
Graphite noir	50 µl	960	-	-	**071306**	**NC -**
PP naturel	200 µl	960	-	-	**071324**	**NC -**
Graphite noir	200 µl	960	-	-	**071314**	**NC -**
PP naturel	1 000 µl	960	-	-	-	-
Graphite noir	1 000 µl	960	-	-	**071317**	**NC -**
Pour QIAGEN						
Graphite noir	300 µl	960	**071321**	**NC -**	**071320**	**NC -**
Graphite noir	1 100 µl	960	**071323**	**NC -**	**071322**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com