

Pointes pour Tecan®

Pointes en polypropylène naturel transparent ou noires conductrices en graphite destinées aux robots Tecan® modèles Genesis, Freedom Evo, MiniPrep, Carvro. En rack de 96 pointes.







	Pointes claires en PP			Pointes noires conductrices en graphite				Pointes noires en graphite génomiques (orifice large)		
Volume	**Non stérile**	**Stérile**	**Stérile à filtre**	**Non stérile**	**Non stérile**	**Stérile**	**Stérile à filtre**	**Non stérile**	**Stérile**	**Stérile à filtre**
20 µl	**038085**	**038084**	**038086**	**038069**	**038070**	**038068**	**038071**	-	-	-
50 µl	**038088**	**038087**	**038089**	**038073**	**038074**	**038072**	**038075**	-	-	-
200 µl	**038091**	**038090**	**038092**	**038077**	**038078**	**038076**	**038079**	**038299**	**038300**	**038200***
1000 µl	**038094**	**038093**	**038095**	**038081**	**038082**	**038080**	**038083**	**038202**	**038201**	**038203**
Unité de vente	10 x 96	10x96	10 x 96	10 x 96	50 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* volume 175 µl

Pointes pour Perkin Elmer/Packard® Multiprobe II HT et Multiprobe II HT EX



Pointes en polypropylène naturel transparent ou noires conductrices en graphite. En rack de 96 pointes.



	Pointes claires en PP			Pointes noires conductrices en graphite			
Volume	**Non stérile**	**Stérile**	**Stérile à filtre**	**Non stérile**	**Non stérile**	**Stérile**	**Stérile à filtre**
20 µl	**038085**	**038084**	**038086**	**038069**	**038070**	**038068**	**038071**
50 µl	**038088**	**038087**	**038089**	**038073**	**038074**	**038072**	**038075**
200 µl	**038091**	**038090**	**038092**	**038077**	**038078**	**038076**	**038079**
1000 µl	**038094**	**038093**	**038095**	**038081**	**038082**	**038080**	**038083**
Unité de vente	10 x 96	10x96	10 x 96	10 x 96	50 x 96	10 x 96	10 x 96
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Quel est l'avantage des pointes noires conductrices en graphite ?

**Les pointes noires sont en résine spéciale imprégnée de carbone.
Elles sont sensibles au liquide. La station robotique perçoit un signal dès que la pointe est en contact avec un liquide : elle peut commencer l'aspiration.**

Pointes pour automate Zymark®



En polypropyène clair, spécialement conçues pour les systèmes robotisés Zymark® Rapid Plate 96 et 96/384.

Réf.	Volume (µl)	Type	Unités/ boîte	CHF/ boîte
077253	100	Pointes en vrac	1000	**NC -**
077001	100	Pointes sur racks de 96	10 x 96	**NC -**
077002	100	Pointes stériles sur racks de 96	10 x 96	**NC -**
077003	200	Pointes en vrac	1000	**NC -**
077004	200	Pointes sur racks de 96	10 x 96	**NC -**
077005	200	Pointes stériles sur racks de 96	10 x 96	**NC -**
077006	80	Pointes à filtres stériles sur racks de 96	10 x 96	**NC -**
077007	150	Pointes à filtres stériles sur racks de 96	10 x 96	**NC -**