Boîtes de congélation à code-barres CryoGen® Box

Boîtes en polycarbonate pour le stockage de cryotubes ClearLine®.

- **Boîte, grille et couvercle en polycarbonate**
- **Couvercle transparent, avec marquage numérique de chaque emplacement**
- **Disponibles pour tous les volumes de cryotubes ClearLine®, aux formats :**
  - 25 et 81 places : grille colorée, fond blanc
  - 100 places : fond blanc à picots
- **Utilisables de - 196 °C à + 121°C , autoclavables 20 min**
- **Ne pas stocker dans la phase liquide de l'azote liquide**
- **Codes-barres gravés au laser**



Fond des Cryogen Box 2D : code-barres 2D et ouvertures*



	Pour	25 cryotubes de 1-2 ml	81 cryotubes de 1-2 ml	81 cryotubes de 3-4-5 ml	100 cryotubes 2D de 2 ml	100 cryotubes 2D de 5 ml
	Dimensions (mm)	76 x 76 x 52	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94
Cryogen® Box 2D : **Code-barres standard + Code 2D Datamatrix** ➤ Code-barres standard (code 128) ➤ Code 2D Datamatrix correspondant sur le fond de la boîte ➤ **Ouvertures (voir photo jointe)*** dans le fond de la boîte ➤ Verrouillage des tubes (à jupe) dans le fond de la boîte ➤ Conçues pour utilisation avec Scanners 2D	Fond blanc / grille bleue	-	390717	390721*	-	-
	Fond blanc / grille jaune	-	390718	390722*	-	-
	Fond blanc / grille rouge	-	390719	390723*	-	-
	Fond blanc / grille verte	-	390720	390724*	-	-
	Fond blanc à picots	-	-	-	390820**	390821**
	CHF	-	NC -	NC -	NC -	NC -
Cryogen® Box 1D : **Code-barres standard** ➤ Code-barres standard (code 128) sur le bord ➤ **Fond à picots, sans grille, sur les boîtes 100 places** ➤ Utilisation recommandée avec un Kit 4Banking® ➤ (Avec cryotubes à code-barres standard)	Fond blanc / grille bleue	390804	390808	390812*	-	-
	Fond blanc / grille jaune	390805	390809	390813*	-	-
	Fond blanc / grille rouge	390806	390810	390814*	-	-
	Fond blanc / grille verte	390807	390811	390815*	-	-
	Fond blanc à picots	-	-	-	390816**	-
	CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	-

* La CryoGen® Box pour 81 tubes 3 à 5 ml est incompatible avec les cryotubes 4 ml à capuchon vissant interne.
** A capuchon vissant interne uniquement.

Cryotubes à code-barres 2D ClearLine®

La qualité ClearLine®

›› En polypropylène vierge de grade médical
›› Utilisables jusqu'à - 196 °C
›› Exempts d'ATP
›› USP Classe VI (non cytotoxiques et non hémolytiques)
›› Stérilisés aux rayons Beta, SAL 10^{-6}

DNase RNase · Endo-toxines · Inhibiteur de PCR · Pyro-gènes · ADN humain

CE IVD


Notre sélection · Non sélection



➤ **Gradués avec surface d'inscription**



➤ **Autoclavables à la vapeur à 121 °C pendant 20 min.**



➤ **Code-barres 2D Datamatrix sur le fond du tube, correspondant au code-barres imprimé**



➤ **Code-barres pré-imprimé sur chaque tube (Code 128)**
➤ **Lisibles dans les 2 sens, par toutes marques de lecteurs**



➤ **Utilisables avec boucheuse/déboucheuse**
➤ **Nouveau bouchon vissant bi-injecté (polyéthylène et silicone)**
➤ **Vissables et dévissables à une main**

➤ **Pied du tube verrouillable dans les CryoGen® Box 2D et dans les portoirs en polycarbonate**

	Pas de vis externe		Pas de vis interne	
Volume (ml)	2	5	2	5
h x ø (mm)	45,6 x 12,6	87,6 x 12,6	48,2 x 12,6	90,3 x 12,6
Référence	390713	390714	390715	390716
CHF les 50	NC -	NC -	NC -	NC -

STOCKAGE SCREENING

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com