

Tubes pour Biobanques Greiner Cryo.S Greiner Bio-One







VIDEO



Saisissez la référence sur **MILIAN.COM** pour voir la vidéo produit

Solution pour réduire l'espace et le coût de stockage.

- **Tubes de 300 µl à 1 ml sur portoir à couvercle format SBS**
- **Code-barres 2D sous le tube**
- **Code-barres linéaire et 2D sur le rack**

Pyro-gènes · DNase RNase · ADN humain · Cyto-toxines · CE IVD

	Non stérile sans bouchon		Non stérile avec bouchon		Stérile avec bouchon	
Vol. (µl)	Référence	CHF les 10 x 96	Référence	CHF les 10 x 96	Référence	CHF les 10 x 96
300	976570	NC -	976580	NC -	976561	NC -
600	977570	NC -	977580	NC -	977561	NC -
1000	978570	NC -	978580	NC -	978561	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	CHF les 10
385270	Porte bouchon avec 96 bouchons à vis	NC -

ASTUCE



Références avec large choix de bouchon colorés : nous consulter

Boucheuse / déboucheuse : nous consulter

Cryotubes Cryo.s™ Datamatrix Greiner Bio-One





Cryotubes incorporant un code-barres Datamatrix, code matriciel en deux dimensions, au niveau de sa base.

- **Code Datamatrix ECC200 avec algorithme de correction d'erreur Reed-Solomon**
- **Stérile 10-6 SAL (selon la norme ISO11137), CE IVD**
- **Polypropylène de qualité médicale sans composés lixiviables et certifié USP classe VI**
- **Code-barres 2D (prédéfinie) sous le tube et code-barres de type 128 sur le côté du tube**
- **Version 2DC : bouchon à pas de vis externe automatisable compatible avec tous les automates de pipetage des liquides et systèmes de dé-/re-bouchage**

Référence	Volume (ml)	Pas de vis	Joint silicone	Unités/ carton	CHF/ carton
123263-2DG	1	Interne	Avec	500	NC -
122263-2DG	2	Interne	Avec	500	NC -
126263-2DG	2	Externe	Sans	500	NC -
127263-2DG	4	Externe	Sans	300	NC -
126263-2DC	2	Externe	Sans	500	NC -
127263-2DC	4	Externe	Sans	300	NC -

Accessoire

- **Portoir pour 48 bouchons : stockage intermédiaire de bouchons à vis (après la décapsulation, pendant le remplissage des tubes)**
- **Compatible avec le décapsuleur LabElite de Hamilton Storage Technologies**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
803507	Portoir pour 48 bouchons à vis	8	NC -

Datamatrix Cryo Rack

- **En polypropylène**
- **Résistant à des température de - 196 °C à + 30 °C**
- **Capacité de 48 tubes**
- **Format compatible pour automatisation ou format SBS ou microplaque**
- **Dimensions : 127,76 x 85,48 mm**

Réf.	Désignation	Haut. (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
803277	Portoir sans couvercle	30	20	NC -
803202	Portoir pour tubes 1 et 2 ml avec couvercle bas	52,5	20	NC -
803270	Portoir pour tube de 4 ml avec couvercle haut	88,5	15	NC -