Cryotubes avec code-barres Corning®

Référence	Code barres	Filetage	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
431721	1D/2D	Interne	50	500	NC -
431722	1D/2D	Externe	50	500	NC -
431723	1D	Interne	50	500	NC -
431726	1D	Externe	50	500	NC -

- Code-barres 1D/2D
- Bouchons compatibles avec boucheuse/déboucheuse
- Base verouillable : évite la rotation du tube dans le rack (431724 et 431725)
- Volume 2 ml
- Tubes et bouchons autoclavables



Cryotubes tricodés Eppendorf

eppendorf

- Identification rapide et sûre des échantillons
- 3 codes-barres:
  - Code-barres lisible à l'œil humain
  - Code-barres 1D
  - Code-barres 2D Datamatrix
- Tubes en polypropylène vierge de haute qualité, fabrication dans une salle blanche de classe VIII pour une pureté d'échantillon maximale
- Tubes en rack avec fond twist lock pour une ouverture et fermeture des tubes à une seule main
- Rack avec système de verrouillage pour une fermeture sécurisée
- Température d'utilisation : -196 °C (phase gazeuse de l'azote liquide) à +121 °C





Référence	Volume (ml)	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
934465	0,5	Non	10 boîtes de 96	NC -
934470	0,5	Oui	10 boîtes de 96	NC -
934466	1	Non	10 boîtes de 96	NC -
934471	1	Oui	10 boîtes de 96	NC -
934467	1,5	Non	10 boîtes de 48	NC -
934472	1,5	Oui	10 boîtes de 48	NC -
934468	2	Non	10 boîtes de 48	NC -
934473	2	Oui	10 boîtes de 48	NC -
934469	4	Non	10 boîtes de 48	NC -
934474	4	Oui	10 boîtes de 48	NC -




Tubes de stockage CryoBank™ et Bank-It™ Nunc

Thermo SCIENTIFIC nunc

Pour le stockage automatisé d'échantillons. Volume 0,5 ml ou 1 ml

- CryoBank™ pour les cellules et les protéines
- Bank-It™ pour l'ADN
- Stockage optimisé : format microplaque, rangement dans une cryoboîte
- 96 microtubes au format 8 par 12 sur microplaque, ou en vrac
- Les tubes se cliquent dans le rack : ouverture et fermeture facilitées
- Surface Low binding, pour une meilleure récupération des échantillons à faible concentration
- Bouchon à double click 100 % étanche
- Code-barres de type 2D, 14 x 14

	Code-barres 2D	Tube CryoBank 0,5 ml	Tube CryoBank 1 ml	Tube Bank-It 0,5 ml	Tube Bank-It 1 ml
Tubes sur rack	Non	056282	-	-	-
CHF les 2 x 96		NC -	-	-	-
Tubes sur rack	Oui	-	056285	-	-
CHF les 2 x 96		-	NC -	-	-
Tubes sur rack	Oui	056289	056293	056291	056295
CHF les 10 x 96		NC -	NC -	NC -	NC -
Tubes SI en vrac	Non	056297	056298	-	-
CHF les 10 x 96		NC -	NC -	-	-





Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
056364	Etagère de congélation (h=74 cm) pour 19 boîtes de tubes 0,5 ml + 13 boîtes de tubes 1 ml	1	NC -
056365	Bouchons seuls pour cryotubes Bank-It	960	NC -
056540	Bouchons verts pour cryotubes Bank-It	960	NC -
056541	Bouchons rouges pour cryotubes Bank-It	960	NC -
056542	Bouchons bleus pour cryotubes Bank-It	960	NC -
056299	Tournevis électrique	1	NC -
056300	Tournevis manuel	1	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com