Cryotubes Cryobank 2 et 5 ml Nunc




- Tubes à capuchon vissant de 2 ou 5 ml sur rack stérile de 48 tubes ou en vrac, avec ou sans code 2D
- Format du rack au standard SBS
- Tubes autostables, autobloqués dans le rack
- Mêmes dimensions que les cryotubes classiques
- Translucides

Vol. tot. µl/puits	2 ml	5 ml	2 ml	5 ml
Code 2D	Avec	Avec	Sans	Sans
Sur rack	056733	056732B	056735	056734
Unités/carton	48 x 10	48 x 10	48 x 10	48 x 10
CHF/carton	NC -	NC -	NC -	NC -
En vrac	056775	056779	056777	056778
Unités/carton	960	528	960	528
CHF/carton	NC -	NC -	NC -	NC -
Sur rack verrouillable	056797	056796	-	-
Unités/carton	48 x 10	48 x 10	-	-
CHF/carton	NC -	NC -	-	-

Référence	Désignation	CHF les 10
056792	Rack pour tubes 2 ml Cryobank	NC -
056793	Rack pour tubes 5 ml Cryobank	NC -

"Press out tool" Nunc



Outil de récupération des cryotubes Bank-It et CryoBank. Permet de sélectionner les tubes à prélever dans un rack complet.
Utilisation :
- placer les plots métalliques sur les emplacements sélectionnés sur l'outil ;
- insérer le rack avec les tubes sur l'outil (l'orientation est contrôlée grâce au pan coupé du rack) ;
- avec les deux poignées, appuyer sur le rack, les tubes sélectionnés s'extraient du rack. Replacer le rack au froid. L'opération n'a duré que quelques secondes et les échantillons n'ont pas le temps de se décongeler.

Référence	Désignation	CHF
056330	"Press out tool" Nunc	NC -

Tubes 2D de transfert 1,8 ml, 2 ml et 5 ml



- Tube en polypropylène, rack en polycarbonate
- USP classe VI
- Bouchon avec pas de vis externe en polypropylène avec joint en élastomère thermoplastique
- Version basse, hauteur total du tube de 49,79 mm
- Résistants à des températures de -180 °C à 121 °C
- Stériles, autoclavables
- Gradués, zone blanche de marquage

	Tubes 5 ml				Tubes 2 ml pas vis interne		Tubes 1,8 ml	
Type/ Marquage	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
Latch rack/2D	056851	24 x 10	NC -	48 x 10	056872	NC -	056843	NC -
Latch rack	056852	24 x 10	NC -	48 x 10	056873	NC -	446861	NC -
En vrac/2D	056853	240	NC -	480	056874	NC -	056844	NC -
En vrac	056854	240	NC -	480	056875	NC -	-	-
Rack vide	056855	10	NC -	10	056871	NC -	262181	NC -
Latch rack vide avec code-barres	-	-	-	10	-	-	056906	NC -
Latch rack avec code-barres	-	-	-	48 x 10	056872B	NC -	056843B	NC -

Cryotubes 2 ml à code 2D SmartScan™ ABgene®



- A code 2D SmartScan™ DataMatrix™ encapsulé associé à un code de 8 chiffres lisible à l'oeil nu
- En polypropylène vierge
- Pour le stockage et l'identification unique d'échantillon
- Bouchon vissant Twist Lock
- Surface de marquage
- Compatibles avec tous les lecteurs ABgene
- Résistant au DMSO ou autres solvants
- Bouchon avec anneau de scellage 100 % étanche
- Disponible en Rack 48 puits pour optimiser le rangement des tubes dans le congélateur
- Rack verrouillable avec couvercle transparent à marquage alphanumérique
- Garantis jusqu'à -180 °C dans les vapeurs d'azote liquide
- Volume maximal : 2 ml / volume utile : 1,8 ml

Référence	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
016972	Cryotube 2 ml à code 2D Cypher	500	500	NC -
016996	Rack 48 cryotubes 2 ml à code 2D SmartScan™		10 racks	NC -