Tubes 2D bouchons à vis



- En polypropylène
- USP classe VI
- Bouchon silicone
- Résistant à des températures de -80 °C à 120 °C
- Tubes 200 µl, 500 µl, 1 ou 12 ml
- Stérile
- Pas de vis interne

Endo-toxines · DNase RNase · Cyto-toxines · ADN humain





Racks "Latch rack"

- Compatibles avec les automates
- Format SBS
- Fond ouvert pour la ventilation et réfrigération : pour une remise à température plus rapide
- Couvercle de sécurité utilisable en robotique ; pour l'envoi, le couvercle reste bien fermé ; en utilisation manuelle, le couvercle reste maintenu en position ouverte par les charnières

Racks "Snap rack"

- Compatibles avec les automates
- Couvercle de sécurité pour l'envoi et le stockage

	Tubes 200 µl			Tubes 500 µl					Tubes 1 ml					Tubes 12 ml		
	Avec bouchon vissant			Avec bouchon vissant			Sans bouchon vissant		Avec bouchon vissant			Sans bouchon vissant		Avec bouchon vissant		Sans bouchon vissant
Tubes naturels	**Vrac**	**Sur rack**	**Sur rack à code-barres**	**Vrac**	**Sur rack**	**Sur rack à code-barres**	**Sur rack**	**Sur rack à code-barres**	**Vrac**	**Sur rack**	**Sur rack à code-barres**	**Sur rack**	**Sur rack à code-barres**	**Vrac**	**Sur rack**	**Sur rack**
Bouchon naturel	446613	446612	446612B	446461	446462	446462B	446463	446463B	446460	446307	446307B	446308	446308B	446466	446467	446468
Bouchon bleu	-	-	-	446533	446539	446539B	-	-	446545	446551	446551B	-	-	-	-	-
Bouchon vert	-	-	-	446534	446540	446540B	-	-	446546	446552	446552B	-	-	-	-	-
Bouchon violet	-	-	-	446535	446541	446541B	-	-	446547	446553	446553B	-	-	-	-	-
Bouchon rouge	-	-	-	446564	446542	446542B	-	-	446548	446554	446554B	-	-	-	-	-
Bouchon blanc	-	-	-	446537	446543	446543B	-	-	446549	446555	446555B	-	-	-	-	-
Bouchon jaune	-	-	-	446565	446544	446544B	-	-	446550	446556	446556B	-	-	-	-	-
Unités/carton	480	5 x 96	5 x 96	480	5 x 96	5 x 96	5 x 96	5 x 96	480	5 x 96	5 x 96	5 x 96	5 x 96	100	96	96
CHF/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Tubes ambrés	-	-	-	-	446610*	-	-	-	-	446608*	-	446609	-	-	-	-
Unités/carton	-	-	-	-	5 x 96	-	-	-	-	5 x 96	-	5 x 96	-	-	-	-
CHF/carton	-	-	-	-	NC -	-	-	-	-	NC -	-	NC -	-	-	-	-

* Bouchon rouge



Tube 1D2D



latchRack

Tubes 2D bouchons à vis avec zone de marquage

	Avec zone de marquage blanche sur côté		Zone de marquage blanche sur côté des tubes avec code 1D	
	Tubes 500 µl	Tubes 1 ml	Tubes 500 µl	Tubes 1 ml
Coloris	**Sur rack**	**Sur rack**	**Sur rack**	**Sur rack**
Naturel	446856	446852	446857	446853
Unités/carton	5 x 96	5 x 96	5 x 96	5 x 96
CHF/carton	NC -	NC -	NC -	NC -

Bouchons à vis seuls non autoclavables

	Vrac	Sur rack
Naturel	446562	446513
Bleu	446522	446516
Vert	446523	446517
Violet	446524	446519
Rouge	446520	446514
Blanc	446309	446518
Jaune	446521	446515
Unités/carton	500	5 plateaux de 96 bouchons
CHF/carton	NC -	NC -

Racks vides pour tubes 2D à bouchon à vis

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
446456B	Latch Rack vide à loquet vert avec code-barres pour tube 500 µl	10	NC -
446458	Latch Rack vide pour tube 500 µl	5	NC -
446458B	Latch rack vide avec code-barres pour tube 500 µl	5	NC -
446314	Latch Rack vide pour tube 1 ml	5	NC -
446314B	Latch Rack vide avec code-barres pour tube 1 ml	5	NC -
446459	Latch Rack vide pour tube 12 ml	4	NC -

Inserts pour bouchons à vis seuls

Violet	Blanc	Unités/ carton	CHF/carton
446465	446464	500	NC -