Tubes 2D fond V - bouchon à septum

- **USP classe VI**
- **En polypropylène**
- **Bouchon en élastomère thermoplastique**
- **Recommandé pour une utilisation à température ambiante et jusqu'à -80 °C**
- **Tubes de 500 µl, 750 µl ou 1,4 ml**
- **Vendus sans bouchons sauf pour les Duraseal qui sont pré-installées**

2 types de bouchons :
- Duraseal : spécial automate, installé de façon permanente, stockage à long terme pouvant atteindre - 150 °C
- Sans bouchon : version standard ou pré-fendue



			Tubes 500 µl			Tubes 750 µl			Tubes 1,4 ml		
Type	**Bouchon**	**Stérile**	**Réf.**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**
Latch rack	Duraseal	Non	**446201**	10 x 96	**NC -**	**446202**	10 x 96	**NC -**	**446203**	10 x 96	**NC -**
Latch rack	Duraseal	Oui	**446447**	10 x 96	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Latch rack	Sans bouchon	Non	**446448**	10 x 96	**NC -**	**446449**	10 x 96	**NC -**	**446037**	10 x 96	**NC -**
Latch rack vert	Sans bouchon	Oui	**446558**	10 x 96	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Latch rack rouge	Sans bouchon	Oui	**446559**	10 x 96	**NC -**	-	-	-	-	-	-
En vrac	Sans bouchon	Non	**446557**	1000	**NC -**	**446525**	1000	**NC -**	**446509**	1000	**NC -**
Latch rack	Sans bouchon	Oui	-	-	-	**446560**	10 x 96	**NC -**	**446038**	10 x 96	**NC -**

Racks vides pour tubes

Réf.	**Désignation**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**
446457	Latch Rack vide rouge pour tubes Duraseal 500 µl	10	**NC -**
446456	Latch Rack vide vert pour tubes 500 µl sans bouchon	10	**NC -**
446443	Latch Rack vide pour tubes 750 µl	10	**NC -**
446033	Latch Rack vide pour tubes 1,4 ml	10	**NC -**

Tubes de transfert Matrix avec bouchon Duraseal

Bouchon Duraseal :

- **En élastomère thermoplastique, fond V, pré-fendu, capuchons individuels**
- **Compatibles avec tous les tubes de stockage Matrix**
- **Conçus pour être percés plus de 200 fois**
- **Résistants aux solvants, et à des température de -80 °C à +100 °C**
- **Excellente barrière vis-à-vis des vapeurs d'eau et de DMSO**
- **Matières extractibles : absentes après trempage dans DMSO**
- **Livrés montés sur les tubes ou en vrac**



Réf.	**Désignation**	**Stérile**	**Bouchon Duraseal**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**
446201	Tube Matrix 2D 0,5 ml sur rack	Non	Oui	10 x 96	**NC -**
446447	Tube Matrix 2D 0,5 ml sur rack	Oui	Oui	10 x 96	**NC -**
446202	Tube Matrix 2D 0,75 ml sur rack	Non	Oui	10 x 96	**NC -**
446203	Tube Matrix 2D 1,4 ml fond V sur rack	Non	Oui	10 x 96	**NC -**
446204	Septa seuls	Non	-	500	**NC -**

Tubes 2D fond plat

- **Avec codes-barres DataMatrix**
- **Tubes 100 µl adaptés au format 384 tubes**
- **Tubes 1 ml en verre, garantissant une excellente résistance chimique**
- **Tubes 1,4 et 1 ml adaptés aux bouchons septum (voir ci-dessous)**

		Tubes 100 µl			Tubes 1 ml			Tubes 1,4 ml		
Type	**Stérile**	**Réf.**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**
Vrac	Non	-	-	-	-	-	-	**446563**	1000	**NC -**
Latch rack	Oui	-	-	-	-	-	-	**446036**	10 x 96	**NC -**
Latch rack	Non	**446561**	20 x 384	**NC -**	**446452**	5 x 96	**NC -**	**446035**	10 x 96	**NC -**

Racks vides pour tubes

Référence	**Désignation**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**
446034	Latch rack vide pour tubes 1,4 ml	10	**NC -**
446865	Rack vide pour 384 tubes 100 µl	20	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com