
Lecteurs de code-barres ZIATH

- Obtention de résultats rapide en tout simplicité
- Solution sur mesure pour la gestion des échantillons
- Fonctionne avec toutes les marques de tubes de code-barres 2D
- Après une calibration automatique initiale, le scanner est prêt à être utilisé
- Compatible : Windows 8, 7, 10, Vista and XP
- Garantie 2 ans

Plus d'informations sur la gamme Ziath ?
Contactez nous ou rendez-vous sur www.milian.com

WEB

PRACTICAL INNOVATION



Avec Cryoprotection™ Sans Cryoprotection™

- Tous les lecteurs sont disponibles avec cryoprotection
- Revêtement spécial cryoprotection évitant que la condensation issue de vos cryotubes n'interrompe la lecture

Lecteurs de code-barres 2D pour tube individuel

Lecteurs de code-barres portable



- Léger et intuitif
- Dimensions L x l x H (mm) : 155 x 65 x 38
- Capacité de stockage : 60 000 échantillons
- Autonomie de 8h
- 5 modes :
  - affichage du code-barres du tube et enregistrement de la liste des tubes scannés
  - affichage du code-barres du tube et de tous les détails pré-enregistrés
  - téléchargement d'une liste d'échantillons sur le scanner et visualisation en une fois
  - modification de données existantes ou ajout d'un nouvel échantillon
  - application impliquant une communication sans fil, projets personnalisés
- Avec cryoprotection
- Livré avec logiciel, chargeur de batterie, et câble USB pour la connexion à un ordinateur

Réf.	Désignation	CHF
779951	Lecteur de code-barres 2D potable pour un seul tube	NC -
779969	Lecteur de code-barres 1D pour lecteur de code-barres 2D portable	NC -

Lecteurs de code-barres



- Lecture rapide du code-barre en moins d'1 seconde
- Très simple à configurer
- Robuste
- Large fenêtre de lecture en verre anti-rayures
- Livré avec logiciel et mode d'emploi

Réf.	Désignation	CHF
779929	Lecteur de code-barres 2D pour un seul tube sans cryprotection	NC -
779930	Lecteur de code-barres 2D pour un seul tube avec cryprotection	NC -

STOCKAGE SCREENING

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com