Lecteurs de code-barre 1D latéral

- Cet accessoire se fixe sur le lecteur de code-barre 2D à l'aide d'une attache magnétique et permet la lecture des code-barres latéraux des racks
- Se place de n'importe quel côté du lecteur de code-barre 2D en moins d'une seconde
- Contrôle et alimentation par connexion USB, pas de prise supplémentaire
- Dimensions l x L x H (mm) : 67 x 48 x 19

Réf.	Désignation	CHF
779948	Lecteur de code-barres 1D pour lecteur de code-barres 2D Cube	NC -
779968	Lecteur de code-barres 1D pour lecteur de code-barres 2D Mirage	NC -



Logiciels de gestion des échantillons


Référence	Désignation	CHF
779944	Logiciel de gestion d'échantillons	NC -
779944F	Logiciel de gestion d'échantillons - version française	NC -

- Logiciel rapide et simple d'utilisation
- Connexion directe au lecteur de code-barre 2D
- Traçabilité garantie pour tout type d'échantillons (sanguins, micro-organiques, etc...)

Tiges de récupération d'échantillons

- Récupération de cryotubes ou microtubes à bouchon vissant à une seule main
- Idéales pour récupérer les tubes situés au milieu d'un rack
- Compatibles avec les tubes Matrix, Nunc, FluidX, Abgene, Micronic et autres

Réf.	Désignation	CHF
779943	Tige de récupération pour cryotubes en rack format SBS	NC -
779942	Tige de récupération pour cryotubes à bouchon vissant en cryoboîte	NC -



Sélecteur de tube Mohawk

- Semi automatique
- Permet la sélection de 1 à 6 tubes à partir d'un rack de 96 tubes
- Lecteur de code barre 1D intégré
- Logiciel intuitif : liste de sélection de tubes générée manuellement sur excel ou via le logiciel (779944 et 77944F). La liste peut contenir des tubes de plusieurs racks. Lorsqu'un rack est placé sur le sélecteur, le rack est reconnu grâce au code barre 1D et les tubes inlcus dans la liste sont sélectionnés
- Le rack est scanné et les tubes sont sélectionnés en quelques secondes
- Peut être combiné avec les lecteurs de code-barres 2D Ziath Mirage, Cube et Express

Référence	Désignation	CHF
779974	Sélecteur de tubes Mohawk	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com