Lecteurs de code-barres 2D Eppendorf



Lecteur de code-barres 1D

- Lecteur de code-barres 1D pour lecture latérale des racks SBS, et cryoboîtes
- Fixation possible sur le lecteur de code-barres 2D référence 934475

Référence	Désignation	CHF
934476	Lecteur de code-barres 1D	NC -

Lecteur de code-barres 2D

- Lecture des tubes avec code-barres 2D en format rack SBS, ou cryoboîte
- Cryoprotection : revêtement spécial évitant que la condensation issue des cryotubes n'interrompe la lecture
- Faible encombrement
- Connexion PC via USB
- Compatible : Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Exportation des données sous format TXT, JSON, XML, image
- Documentation (certificat, etc.) sur les tubes disponible via le site Eppendorf en se basant sur les codes des cryotubes
- Transfert automatisé des données sur un logiciel de gestion des échantillons (par exemple eLABInventory Eppendorf)
- eLABJournal disponible via le site Eppendorf : solution intuitive et flexible pour documenter la recherche et suivre les données de recherche comme les processus de flux de travaux dans lesquels le congélateur ULT est utilisé

Réf.	Désignation	CHF
934475	Lecteur Rackscan pour code-barres 2D avec logiciel Rackscan analyzer	NC -

Lecteur VisionMate 2D sans fil Matrix



- Pour lecture de codes-barres linéaires, 2D et QR
- Données transférées via Bluetooth ou USB
- Capable de scanner lorsque les conditions de luminosité sont faibles
- Affichage des paramètres principaux sur l'écran (état de la batterie, code scanné, connexion, etc.)
- Possibilité de modifier les données de temps, date, suffixe, préfixe, etc...
- Livré avec logiciel

Référence	Désignation	CHF
446877	Lecteur code-barres 2D sans fil	NC -


Lecteur VisionMate ST 2D barcode reader



- Lecteur de tubes individuels pour lire les codes 2D
- Connection via USB
- Lit tous les tubes avec code-barres 2D haut contraste

Référence	Désignation	CHF
446510	Lecteur code-barres 2D VisionMate ST 2D pour tube	NC -

Lecteur VisionMate SR 2D barcode reader



- Lit un rack de tous les formats de tubes (y compris avec code-barres 2D) en moins de 10 secondes (1 rack à la fois)
- Connection via USB

Référence	Désignation	CHF
446316	Lecteur code-barres 2D VisionMate SR 2D pour rack	NC -