
Racks de stockage 96 tubes Bio-One




- Tube 1,3 ml en polypropylène
- Rack 96 positions en polycarbonate avec couvercle inclus
- Format SBS, barrette de bouchon en silicone
- Carte d'identification
- Résistance thermique - 80 °C jusqu'à + 120 °C, autoclavables

Référence	Tubes inclus	Stérile	CHF
975502	Non	Non	NC -
975561	Oui	Oui	NC -
975570	Oui	Non	NC -

Tubes de transfert standard 0,65 ml et 1,2 ml sur rack ABgene®







- En polypropylène vierge (aucun relargage)
- Volume : 0,65 ml et 1,2 ml
- Tous les racks sont disponibles avec code-barres
- Tout spécialement adaptés aux travaux en screening et aux applications robotisées
- Compatibles avec les pipettes multicanaux
- Présentés chargés sur portoir de 96 puits avec index alphanumérique
- Résistants jusqu'à -180 °C

Les tubes sont fournis soit :
- non bouchés ;
- avec bouchon à septum Multisip™ (pour une utilisation robotique).

Tubes de transfert standard

Référence	Volume	Présentation	Bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
016892	0,65 ml	Rack	Non	10 x 96	NC -
016414	1,2 ml	Rack	Non	10 x 96	NC -

Bouchons

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
016129	Barrette de 8 bouchons	120 x 8	NC -
016560	Bouchons individuels	960	NC -
016544	Plateau 96 bouchons septum	10 x 96	NC -
017225	Tapis de bouchons SmartCap	10 x 96	NC -

