Tubes de transfert bouchon septum Matrix

- Fond rond
- En polypropylène autoclavable
- Résistant à des températures de - 80 ° à 120 °C
- Version vrac, Latch rack ou Snap rack

Racks "Latch rack"

- Compatibles avec les automates
- Format SBS
- Fond ouvert pour la ventilation et réfrigération pour une remise à température plus rapide
- Couvercle de sécurité utilisable en robotique ; pour l'envoi, le couvercle reste bien fermé; en utilisation manuelle, le couvercle reste maintenu en position ouvertes par les charnières

Racks "Snap rack"

- Tubes encliquetables, évite les risques de renversement
- Compatibles avec les automates
- Couvercle de sécurité pour l'envoi et le stockage



Type	Marquage	Stérile	Unité/ carton	Tubes 750 µl		Tubes 1,4 ml	
				Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
En vrac	-	Non	1000	446015	NC -	446020	NC -
Sur Latch rack	-	Non	10 x 96	446016	NC -	446023	NC -
Sur Latch rack	-	Oui	10 x 96	446017	NC -	446024	NC -
Sur Latch rack	Alphanumérique	Non	10 x 96	446018	NC -	446029	NC -
Sur Latch rack	Alphanumérique	Oui	10 x 96	446019	NC -	-	-
Snap Rack	Alphanumérique	Non	10 x 96	-	-	446027	NC -
Snap Rack	Alphanumérique	Oui	10 x 96	-	-	446028	NC -
Recharge	-	Non	10 x 96	-	-	446025	NC -
Recharge	-	Oui	10 x 96	-	-	446026	NC -
Recharge	Alphanumérique	Non	10 x 96	-	-	446031	NC -



Latch Rack



Le couvercle reste maintenu en position ouverte par les charnières



Couvercle de sécurité utilisable en robotique

Racks vides

Référence	Présentation	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
446443	Latch rack pour tubes 0,75 ml	Non	10	NC -
056794	Latch rack pour 48 tubes 1 ou 2 ml	Non	10	NC -
446033	Latch rack pour tubes 1,4 ml	Non	10	NC -
446034	Snap rack pour tubes 1,4 ml	Non	10	NC -
056795	Latch rack pour 48 tubes 3,6 - 5 ml	Non	10	NC -

STOCKAGE SCREENING

Systèmes de fermeture

- Bouchons Sepraseal individuels sur tapis
- Tapis de bouchons Cap Mat
- Barrettes de bouchons



Bouchons Sepraseal individuels sur tapis

Tapis et Barrettes de bouchons



- Bouchons Sepraseal individuels sur tapis

Trans.	Rouge	Jaune	Bleu	Vert	Rose	Violet	Gris	CHF/carton de 96 x 10
Bouchons Sepraseal individuels sur tapis non stériles								
446045	446481	446482	446483	446484	-	446486	446487	NC -
Bouchons Sepraseal individuels sur tapis stériles								
446046	446488	446489	446490	446491	-	446493	446494	NC -
Bouchons Sepraseal individuels sur tapis prépercés non stériles								
446047	446495	446496	446497	446498	-	446500	446501	NC -
Bouchons Sepraseal individuels sur tapis prépercés stériles								
446453	446502	446503	446504	446505	-	-	446508	NC -
Accessoire								
446048	Outil de retrait des bouchons (carton de 1)							NC -

Tapis de bouchons Cap Mat

Référence	Cap Mat pour	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
446052	Tube 0,75 ml et 1,4 ml sur Latch racks	Non	100	NC -
446053	Tube 0,75 ml et 1,4 ml sur Latch racks	Non	10	NC -
446054	Tube 0,75 ml et 1,4 ml sur Latch racks	Oui	10	NC -

Barrettes de bouchons

Référence	Type	Stérile	CHF le carton de 240
446055	Bouchon séparable	Non	NC -
446056	Bouchon séparable	Oui	NC -
446057	Bouchon non séparable	Non	NC -
446058	Bouchon non séparable	Oui	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com