Tubes de transfert 0,65 ml, 1,1 ml et 2,2 ml individuel ou en barrettes

- **Tubes en vrac ou sur portoir ayant la configuration d'une plaque 96 puits**
- **En tubes individuels ou en barrettes de 8 ou 12 tubes**
- **Microtubes en polypropylène**
- **Bouchons en polyéthylène en barrettes de 8 ou 12**
- **Adsorption aspécifique des protéines moindres**
- **Excellente résistance aux agents chimiques (solvants organiques, DMSO, éthanol, méthanol) et aux températures extrêmes**
- **Pour stockage des échantillons jusqu'à -80 °C**
- **Format SBS**
- **Autoclavables**



Tubes

Volume	0,65 ml						1,1 ml							
Présentation	Vrac		Sur portoir				Vrac			Sur portoir				
Type	Tube indiv.	Barrette de 8 tubes	Tube indiv.		Barrette de 8 tubes		Tube indiv.	Barrettes de 8 tubes	Barrette de 12 tubes	Tube indiv.		Barrette de 8 tubes		Barrette de 12 tubes	
Stérile	Non		Non	Oui	Non	Oui	Non			Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Unités/sachet	960	120 barrettes	96	96	12 barrettes	12 barrettes	960	120 barrettes	80 barrettes	96	96	12 barrettes	12 barrettes	8 barrettes	8 barrettes
Unités/carton	5 x 960	5 x 120	5x10x96	10 x 96	10 x 12	10 x 12	960	120	5 x 80	960	960	10 x 12	10 x 12	10 x 8	10 x 8
Référence	**104422**	**104443**	**104423**	**104426**	**104444**	**104445**	**104401**	**104408**	**104446**	**104410**	**104411**	**104412**	**104413**	**104447**	**104448**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bouchons

Présentation	Ventilés				Non ventilés	
	Barrettes de 8 bouchons		Barrettes de 12 bouchons		Barrettes de 8 bouchons	
Stérile	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Unités/sachet	120	120	120	120	120	120
Unités/carton	120	120	120	120	120	120
Référence	**104424**	**104418**	**104449**	**104450**	**104451**	**104452**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

PlugMats


Référence	Stérile	Unités/ carton	CHF/carton
104453	Non	10	**NC -**
104454	Oui	10	**NC -**

Tubes de transfert 1,2 ml

Tubes de transfert 1,2 ml en polypropylène. Conçus pour les applications RIA, EIA, PCR, contrôle de qualité, banque de sang ou transport d'échantillons.
3 présentations possibles :
- en vrac (en sachet) ;
- en racks ;
- système de recharge : plateau de 96 tubes se chargeant en un tour de main sur les portoirs compacts ou robotiques. Economique !

Deux types de racks :
- portoir standard pour laboratoire avec couvercle coiffant et feuille d'identification ;
- portoir de type "robotique" compatible sur Tecan, Beckman, Tomtec et autres. Couvercle coiffant à repères alphanumériques et anneaux de condensation.

	Standard
Vrac	**077210**
CHF les 1000	**NC -**
Sur portoir «robotique»	**077213**
CHF les 960	**NC -**
Sur portoir «robotique» stérile	**077214B**
CHF les 960	**NC -**



- **Fermeture par barrette de bouchons**
- **Avec ou sans surface d'inscription sur le tube 1,2 ml**
- **Tous les tubes et portoirs sont autoclavables**
- **Marquage alpha numérique sur le rack**

Barrettes de 8 bouchons

Référence	Désignation	CHF les 120
077226	Barrette de 8 bouchons	**NC -**
077227	Barrette de 8 bouchons stériles	**NC -**

Blocs de stockage à tubes carrés

Racks de 96 tubes en polypropylène de forme carrée, à fond rond.
Volume : 2,2 ml.

- **Idéaux pour la robotique, congelable jusqu'à -30 °C**
- **Version à faible adsorption de surface pour travaux avec protéines et acides nucléiques**
- **Couvercle coiffant**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
039127	Rack de 96 tubes carrés	10 x 96	**NC -**
039128	Rack de 96 tubes carrés, stériles	10 x 96	**NC -**
039129	Tubes carrés en vrac	4800	**NC -**
039130	Tubes carrés faible adsorption en vrac	4800	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com