Pipettes courtes en verre usage unique

- En verre Pyrex borosilicaté
- Stériles
- Taille compacte : idéal pour travaux sous hotte
- Cotonnées
- Graduations faciles à lire



Réf.	Vol. (ml)	Long. approx. (mm)	Intervalle graduations (ml)	Sous-emballage	Unités/ boîte	CHF/ boîte
041247	1	220	0,01	Individuel	250	**NC -**
041248	5	220	0,1	Individuel	200	**NC -**
041249	10	224	0,2	Individuel	200	**NC -**
041250	25	270	0,2	Individuel	200	**NC -**
041306	1	220	0,01	20	500	**NC -**
041310	50	358	0,5	5	50	**NC -**

Pipettes jaugées en verre BRAND

Pipette en verre sodocalcique AR-Glas®, DIN 12690.
Classe B ou AS.

- Marquage marron (classe B) ou bleu (classe AS)
- Un ou deux traits de jauge
- Très haute précision



		1 trait, classe B			1 trait, classe AS			2 traits, classe AS		
Volume (ml)	Longueur (mm)	Référence	Tolérance (± ml)	CHF	Référence	Tolérance (± ml)	CHF	Référence	Tolérance (± ml)	CHF
0,5	300	**090559**	0,007	**NC -**	**090570**	0,005	**NC -**	**090589**	0,005	**NC -**
1	300	**090560**	0,010	**NC -**	**090571**	0,008	**NC -**	**090590**	0,008	**NC -**
2	330	**090561**	0,015	**NC -**	**090572**	0,010	**NC -**	**090591**	0,010	**NC -**
2,5	330	-	-	-	**090573**	0,010	**NC -**	-	-	-
3	330	**090562**	0,015	**NC -**	**090574**	0,010	**NC -**	**090592**	0,010	**NC -**
4	400	-	-	-	**090575**	0,015	**NC -**	-	-	-
5	400	**090563**	0,025	**NC -**	**090576**	0,015	**NC -**	**090593**	0,015	**NC -**
6	400	-	-	-	**090577**	0,015	**NC -**	-	-	-
7	400	-	-	-	**090578**	0,015	**NC -**	-	-	-
8	440	-	-	-	**090579**	0,02	**NC -**	-	-	-
9	440	-	-	-	**090580**	0,02	**NC -**	-	-	-
10	440	**090564**	0,030	**NC -**	**090581**	0,02	**NC -**	**090594**	0,02	**NC -**
15	510	-	-	-	**090582**	0,03	**NC -**	**090595**	0,03	**NC -**
20	510	**090566**	0,040	**NC -**	**090583**	0,03	**NC -**	**090596**	0,03	**NC -**
25	520	**090567**	0,040	**NC -**	**090584**	0,03	**NC -**	**090597**	0,03	**NC -**
30	520	-	-	-	**090585**	0,03	**NC -**	-	-	-
40	540	-	-	-	**090586**	0,05	**NC -**	-	-	-
50	540	**090568**	0,070	**NC -**	**090587**	0,05	**NC -**	**090598**	0,05	**NC -**
100	585	**090569**	0,120	**NC -**	**090588**	0,08	**NC -**	-	-	-

Pipettes graduées de précision en verre BRAND

Pipette en verre sodocalcique AR-Glas®, DIN 12697.
Classe AS. Très haute précision (conformité).

- Graduation bleue émaillée
- Ecoulement partiel (graduation 0 à 10 ml + la pointe) ou écoulement total (graduation 0 à 10 ml jusqu'à la pointe)
- Zéro en haut



			Ecoulement total			Ecoulement partiel	
Volume (ml)	Graduation (ml)	Longueur (mm)	Référence	Tolérance (± ml)	CHF	Référence	CHF
0,5	0,01	360	**090599**	0,006	**NC -**	**090611B**	**NC -**
1	0,01	360	**090600**	0,007	**NC -**	**090612**	**NC -**
1	0,10	360	**090601**	0,007	**NC -**	-	-
2	0,01	360	**090602**	0,010	**NC -**	**090613**	**NC -**
2	0,02	360	**090603**	0,010	**NC -**	**090614**	**NC -**
2	0,10	360	**090604**	0,010	**NC -**	-	-
5	0,05	360	**090605**	0,030	**NC -**	**090615**	**NC -**
5	0,10	360	**090606**	0,030	**NC -**	-	-
10	0,10	360	**090607**	0,05	**NC -**	**090616**	**NC -**
20	0,10	360	**090608**	0,1	**NC -**	-	-
25	0,10	450	**090609**	0,1	**NC -**	**090617**	**NC -**
50	0,50	450	**090610**	0,2	**NC -**	-	-

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com