Etagère à pipettes



Support pour pipettes en polystyrène ou en verre.

- A 4 étagères inclinées pour 4 volumes de pipettes
- Capacité : jusqu'à 94 pipettes
- Se fixe sur une paroi
- En ABS avec surface magnétisée
- Dim. : 290 x 85 x 410 mm

Réf.	Désignation	CHF
037618	Etagère bleue pour 94 pipettes	NC -

Porte-pipettes vertical



- Jusqu'à 8 pipettes diamètre inférieur à 10 mm et pour plus de 8 pipettes diamètre inférieur à 15 mm
- En polypropylène
- Base pourvue de trous de drainage

Réf.	Désignation	CHF
391521	Porte pipettes vertical, 200 x 75 x 150 mm (L x l x H)	NC -

Support pour 94 pipettes



- En polypropylène
- Support roulant
- Pour 94 pipettes
- ø x h : 230 x 470 m

Réf.	Désignation	CHF
391522	Support pour 94 pipettes	NC -

Portoir vertical pour pipettes



Portoir pour le rangement vertical de 50 pipettes (5 x 10).
Le plateau du bas évite le contact de la pipette sur la paillasse.

- Poignée de transport
- Polypropylène autoclavable
- ø des ouvertures : 16 mm
- L x l x h : 213 x 114 x 232 mm


Réf.	Désignation	CHF
085898	Portoir pour 50 pipettes jusqu'à 25 ml	NC -

Portoir incliné en plexiglas pour 6 pipettes



Réf.	Désignation	CHF
065231	Portoir plexiglas incliné pour 6 pipettes	NC -

Portoir pour pipettes



- Empilable horizontalement ou verticalement
- 3 coloris de bleus transparents
- L x l x h : 301 x 100 x 127,5 mm

Réf.	Désignation	CHF
037984	Portoir pour pipettes	NC -