

Rack pour pipettes

- En acrylique bleu
- L x l x h (mm) : 292 x 89 x 401




Référence	Désignation	CHF
141377	Rack pour pipettes	NC -

Boîtes de stérilisation pour pipettes


- Pour l'autoclavage des pipettes en verre et des pipettes Pasteur
- En aluminium avec revêtement interne en silicone
- Profondeur x hauteur : 65 x 65 mm

Référence	Longueur (mm)	Compatibilité	CHF
041300	150 - 240	Pipettes Pasteur jusqu'à 170 mm	NC -
041301	230 - 320	Pipettes Pasteur 230 mm	NC -
041302	310 - 400	Pipettes graduées jusqu'à 20 ml	NC -
041303	310 - 450	Pipettes graduées de 20 à 50 ml	NC -




Pipet Pump





Pipeteur économique manuel pour toutes pipettes de 0,2 ml à 25 ml. Par simple actionnement de la molette latérale, le Pipet Pump aspire le volume et le distribue. Le Pipet Pump Plus dispose d'une manette de distribution plus rapide et d'éjection de la dernière goutte de la pipette.

	Pipet Pump standard		Pipet Pump Plus	
Volume (ml)	Référence	CHF	Référence	CHF
0,2	060601	NC -	-	-
2	060602	NC -	045862	NC -
10	060603	NC -	045863	NC -
25	060604	NC -	045864	NC -



Pipet-Pump III

- Avec molette de distribution qui permet de pipeter ou de distribuer le liquide régulièrement
- Disponible en 3 tailles : pour pipettes 2, 10 et 25 ml
- Pour pipettes en verre ou plastique
- Résistante aux bases, acides et solvants
- Facilement démontable pour nettoyage
- Deux modèles : avec touche "distribution rapide" ou sans

Pipet-Pump III				Pipet-Pump III distribution rapide			
Référence	Pour pipettes	Coloris	CHF	Référence	Pour pipettes	Coloris	CHF
085012	2 ml	Bleu	NC -	085009	2 ml	Bleu	NC -
085013	10 ml	Vert	NC -	085010	10 ml	Vert	NC -
085014	25 ml	Rouge	NC -	085011	25 ml	Rouge	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com