Poires à pipeter et capuchons en caoutchouc de prélèvement



Capuchons de prélèvement

En caoutchouc, longue durée de vie. S'utilisent avec des pipettes en verre ou plastique.

Volume (ml)	5 ml
Coloris	Gris
Référence	**042252B**
CHF	**NC -**



Capuchon de prélèvement

Poires à pipeter

- **En caoutchouc naturel**
- **Munies de 3 valves**
- **Pour pipettes en verre et en plastique**
- **Poire universelle : tige longue, pour pipetage jusqu'à 100 ml**
- **Poire standard : tige courte, pour pipetage jusqu'à 10 ml**

Coloris	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Noir	CHF
Poires universelles	090270	090298	092021	092022	092027	NC -
Poires standard	090288	092023	092024	092025	092026	NC -

Poire à pipeter Flip

- **En caoutchouc naturel**
- **Soupape d'évacuation automatique**
- **Pour pipetage jusqu'à 100 ml**
- **Coloris rouge**


Référence	Désignation	CHF
090289	Poire à pipeter Flip	**NC -**

Poires de prélèvement en caoutchouc rouge



Réf.	Vol. (ml)	Long. (mm)	Ø (mm)	Ouverture (mm)	CHF
037763	15	56	34	4	**4,15 -**
037764	30	66	46	6	**6,50 -**
037765	60	80	54	6	**7,25 -**
037766	150	103	73	6	**22,90 -**

Tétines de prélèvement



Tétines silicone versilic

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
012780	Tétines en silicone versilic	25	**NC -**

Tétines colorées en silicone

Volume (ml)	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Naturel	Unités/ carton	CHF/ carton
1	**910627**	-	**910626**	**910625**	**910624**	10	**NC -**
2	**910632**	**910630**	**910631**	**910629**	**910628**	5	**NC -**