Dispositif de pipetage

Dispositif de pipetage pour toutes les pipettes jaugées et graduées de 0,1 à 200 ml.

- Aspiration : une fois la poire comprimée, l'actionnement du levier permet l'aspiration du liquide, avec contrôle aisé de la vitesse.
- Distribution : le liquide est refoulé par abaissement du levier.
- Purge : par appui sur le bouton en caoutchouc, les dernières gouttes (ménisque) sont éjectées de la pipette.



Bleu	Rose	Vert	Gris	CHF
092475	092476	092474	092473	NC -

Accessoires

Réf.	Description	Unités/ boîte	CHF/ boîte
092480	Membrane filtrante 3 µm (PP, PTFE), non stérilisée	1	NC -
042350	Membrane filtrante 3 µm (PP, PTFE), non stérilisée	10	NC -
092379	Adaptateur (silicone), 44 mm de long	1	NC -
092478	Boîte de l'adaptateur (PP), 49 mm de long	1	NC -
092479	Soufflet d'aspiration (silicone), anneau à vis (PP)	1	NC -
092481	Système de soupapes (PP, PTFE, silicone)	1	NC -

Dispositif de pipetage bleu

- **Dimensions (mm) : 230 x 54 x 54**
- **Poignée ergonomique**
- **Compatible avec les pipettes sérologiques, plastique ou verre, de 1 à 100 ml**
- **Contrôle de la vitesse d'aspiration/distribution grâce à une barre T**
- **2 embouts supplémentaires (vert et bleu) inclus**
- **Filtre 45 µm hydrophobe**
- **L'embout en PP et l'adaptateur en silicone sont autoclavables**



Référence	Désignation	CHF
320554	Dispositif pipetage bleu	NC -

Auxiliaire de pipetage

- **Confortable et simple à utiliser**
- **Contrôle du pipetage précis**
- **Robuste et léger**
- **Maintenance facile**
- **Convient pour les pipettes volumétriques et graduées, le verre ou le plastique, de 0,1 à 100 ml**
- **Filtre de rechange 3 µm remplaçable**



Coloris	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	CHF
Référence	861000B	861001B	861002B	861003B	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
861005	Filtre 3 µm de rechange	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com