Pipetboy Acu 2



- **Pour toutes pipettes de 1 à 100 ml**
- **Coloris variés**
- **Variateur pour réglage en fonction de la viscosité du liquide pipeté**
- **Livré avec un support mural et un adaptateur secteur**
- **Avec batterie lithium polymère assurant un fonctionnement de 6 heures**
- **Affichage de l'état de la batterie**
- **Poids : 195 g**
- **Garantie 3 ans à activer sur le site www.pipetboy.com**

Coloris	Gris	Vert	Rouge	Bleu	Cristal	Violet	CHF
Référence	060204	060200	060201	060202	060203	060211	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
004916B	Chargeur	1	NC -
155066	Accumulateur li-ion polymer pour Pipetboy acu 2	1	NC -
004923	Filtre non stérile 0,45 µm	25	NC -
004911	Embout en silicone	1	NC -
155025	Stéri-module complet pour Pipetboy Acu standard et cristal	1	NC -

Pipetboy Pro





- **Pour toutes pipettes verre ou plastique de 1 à 100 ml**
- **Vitesse variable de 2 - 10 ml/s**
- **Meilleure maîtrise de l'aspiration et de la lecture grâce à la LED qui éclaire automatiquement la zone de pipetage**
- **Permet de pipeter du goutte à goutte jusqu'à 10 ml/s de manière précise**
- **Station de charge indépendante en option**
- **Filtre stérile de 0,45 µm (inclus) ou de 0,2 µm (à commander)**
- **Poids : 190 g**

Coloris	Blanc	Rose	Vert	Orange	Bleu	CHF
Référence*	060425	060426	060427	060428	060429	NC -

* Incluant le chargeur, le filtre stérile, accumulateur, fixation murale.

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
004911	Embout en silicone	1	NC -
060413	Accumulateurs pipetboy comfort 1,2 V AAA NiMH	2	NC -
060432	Station de charge indépendante	1	NC -

Filtres

Référence	Désignation	CHF
004923A	Filtre 0,45 µm non stérile	NC -
060431	Filtre 0,2 µm non stérile	NC -

Pipeteur Levo ME



- **Léger**
- **Pour toutes les pipettes de 0,1 à 100 ml**
- **Batterie Lithium-ion (autonomie sur batterie 8 h, temps de charge : 2 à 3 h)**
- **Filtre hydrophobe de 0,45 µm autoclavable**
- **Vitesse d'aspiration et de distribution constante**

Référence	Désignation	CHF
947840	Pipeteur Levo ME	NC -