Pipet-Aid®


Pipet-Aid XP2


Pipet-Aid


Pipet-Aid XP


Pipet-Aid XP Gravity

Pipeteur et distributeur de réactifs pour pipettes en verre et en plastique de 1 à 100 ml. Le Pipet-Aid est le pipeteur le plus utilisé au monde : sa fiabilité, sa robustesse, sa facilité d'entretien en font l'instrument le plus réputé de sa catégorie.

4 modèles forment une famille complète :

- Pipet-Aid XP2 : modèle ergonomique ; confortable en tenue de main ; charge pendant la manipulation, grâce au nouveau chargeur ; pompe ultra-silencieuse ; livré avec 4 filtres supplémentaires, support et chargeur ;
- Pipet-Aid : c'est l'instrument de base, léger, autonome, sans fil ;
- Pipet-Aid XP : plus rapide, plus compact, plus de fonctions, livré avec support ;
- Pipet-Aid XP Gravity : identique au Pipet Aid XP avec une fonction gravité en sus (distribution par gravité, sans poussée). Système gravity, utile en culture cellulaire pour éviter de décoller un tapis de cellules.

	Pipet-Aid XP2	Pipet-Aid	Pipet-Aid XP	Pipet-Aid XP Gravity
Batterie rechargeable 9 V	Oui	Oui	Oui	Oui
Nez filtrant pour culture	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesse	3 vitesses*	1 vitesse (normal)	3 vitesses*	3 vitesses* + gravité
Pipettes acceptées	1 à 100 ml	1 à 100 ml	1 à 100 ml	1 à 100 ml
Référence	**075212**	**075001**	**075002**	**075003**
CHF du Pipet-Aid (complet avec chargeur)	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

***** (normal, lent, rapide)

Nez de rechange


Coloris	Noir	Rouge	Vert	Bleu	Orange	Violet	Jaune	Assortis	Nez pour XP2
Référence	**075004**	**075005**	**075006**	**075007**	**075008**	**075009**	**075109**	**075010**	**075213**
Unités/boîte	1	2	2	2	2	2	2	6	1
CHF/boîte	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Pièces de rechange

Référence	Désignation	CHF
Pièces communes aux 4 modèles de Pipet-Aid		
075011	Filtre hydrophobe 0,8 µm (les 5)	**NC -**
075233	Filtre stérile hydrophobe 0,8 µm (les 5)	**NC -**
075015	Embout silicone porte-pipette (les 2)	**NC -**
Pièces communes aux Pipet-Aid sans fil et Pipet-Aid Hood Mate		
075012	Joints de maintien du filtre dans le nez (les 2)	**NC -**
075013	Batterie 9 V	**NC -**
075014	Chargeur d'alimentation 220 V	**NC -**
075016	Nez de culture complet avec 4 filtres	**NC -**
075131	Vanne complète + 2 boutons pour Pipet-Aid XP	**NC -**
075132	Vanne complète + 2 boutons pour Pipet-Aid XP Gravity	**NC -**
075133	Vanne seule pour Pipet-Aid	**NC -**
075776	Filtre hydrophobe 0,2 µm (les 5)	**NC -**
Pièces de rechange pour Pipet-Aid XP2		
075214	Verrou filtre	**NC -**
075215	Connexions filtre	**NC -**
075216	Stand amovible pour Pipet-Aid XP2	**NC -**
075195	Batteries	**NC -**

Pipet-Aid XP2 : Encore plus performant !





PIPETAGE DISTRIBUTION

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com