## Dispensers Calibrex

- Choix du volume de distribution par curseur gradué des deux côtés
- Système de calibration intégré
- Autoclavables assemblés (à 121 °C)
- Rotation du dispenseur sur 360 °
- Les parties en contact avec le liquide sont chimiquement inertes
- Justesse (Rel. Err. %) : vol. min ‹ ± 1,5 % , vol. med ‹ ± 1,1 % , vol max ‹ ± 0,6 %
- Précision (CV %) : vol. min ‹ ± 0,5 % , vol. med ‹ ± 0,35 %, vol max ‹ ± 0,1 %
- Livrés avec :
  - embase diamètre 45 mm ;
  - bouchon et bec verseur : 90 mm pour les modèles 1 à 10 ml / 120 mm pour les modèles 25 à 100 ml ;
  - tuyau d'aspiration 350 mm ;
  - trois raccords : GL 28, 32 et 40 pour les modèles 1 à 10 ml / GL 32, 38 et 40 pour les modèles 25 à 100 ml ;
  - certificat d'étalonnage et mode d'emploi
- Garantie : 2 ans



Dispenser Calibrex® 530 solutae

Dispenser Calibrex® 525 organo

### Dispensers Calibrex® 530 solutae / 1 ml à 100 ml

Cylindre en verre borosilicaté, piston avec couche PFA.
Adaptés aux solutions salines, acides forts et faibles ainsi qu'aux bases. Coloris rouge.

| | | Sans robinet | | Avec robinet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume (ml) | Division (ml) | Référence | CHF | Référence | CHF |
| 0,1 - 1 | 0,02 | 061995 | NC - | 061999 | NC - |
| 0,25 - 2,5 | 0,05 | 061996 | NC - | 062000 | NC - |
| 0,5 - 5 | 0,1 | 061997 | NC - | 350342 | NC - |
| 1 - 10 | 0,2 | 061998 | NC - | 350343 | NC - |
| 2,5 - 25 | 0,5 | 061842 | NC - | 061953 | NC - |
| 5 - 50 | 1 | 061843 | NC - | 061954 | NC - |
| 10 - 100 | 1 | 061844 | NC - | 061955 | NC - |



Version avec robinet

### Dispenser Calibrex® 525 organo / 1 ml à 100 ml

Piston en verre dépoli, cylindre en verre borosilicaté.
Adaptés aux solutions organiques, aux acides qui ne cristallisent pas et aux solutions basiques. Coloris jaune.

| | | | | Sans robinet | | Avec robinet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. (ml) | Division (ml) | Longueur bec verseur (mm) | Livré avec adaptateurs pour col | Réf. | CHF | Réf. | CHF |
| 0,1 - 1 | 0,02 | 90 | GL 28, GL 32, GL 40 | 061987 | NC - | 061991 | NC - |
| 0,25 - 2,5 | 0,05 | | | 061988 | NC - | 061992 | NC - |
| 0,5 - 5 | 0,1 | | | 061989 | NC - | 061993 | NC - |
| 1 - 10 | 0,2 | | | 061990 | NC - | 061994 | NC - |
| 2,5 - 25 | 0,5 | 120 | GL 32, GL 38, GL 40 | 061845 | NC - | 061950 | NC - |
| 5 - 50 | 1 | | | 061846 | NC - | 061951 | NC - |
| 10 - 100 | 1 | | | 061847 | NC - | 061952 | NC - |

Voir accessoires sur www.milian.com

WEB

## Dispensers digitaux Calibrex 520

- Système de réglage du volume par cames pré-calibrées
- Sélection rapide et précise de chaque volume
- Rotation du dispenser sur 360°
- Démontage rapide sans outil
- Autoclavables entièrement assemblés
- Haute résistance aux chocs et produits chimiques
- Cylindre en verre et piston avec couche PFA
- Calibration facile par l'utilisateur

VIDEO

Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit



### Dispensers digitaux Calibrex 520 / 2 ml, 5 ml et 10 ml

3 modèles dans une plage de volumes de 0,25 à 10 ml. L'instrument peut être vissé directement sur des flacons de laboratoire grâce à son filetage standard de 32 mm et à ses 3 adaptateurs (28, 40, 45 mm).

| Volume fixe | | | Volume variable | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Volume (ml) | CHF | Réf. | Volume (ml) | Division (ml) | CHF |
| 061281 | 2 | NC - | 061018 | 0,25 - 2 | 0,05 | NC - |
| 061282 | 5 | NC - | 061019 | 1 - 5 | 0,1 | NC - |
| 061283 | 10 | NC - | 061020 | 1 - 10 | 0,25 | NC - |

### Accessoires

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 985191 | Tuyau d'aspiration télescopique en FEP 150 - 255 mm | NC - |
| 985192 | Tuyau d'aspiration télescopique en FEP 195 - 345 mm | NC - |
| 061074 | Rallonge pour Calibrex 520 et 521 (20 ml) | NC - |
| 061024 | Support dispenser Calibrex 520 jusqu'à 50 ml | NC - |
| 061025 | Support de prélèvement à distance 50 ml | NC - |
| 061026 | Support de prélèvement à distance 100 ml | NC - |

WEB

Voir raccords sur www.milian.com