Distributeurs Ceramus Hirschmann

HIRSCHMANN

Distributeurs de liquide à piston en céramique et tête entièrement mobile sur 360°, pour distribution de solutions de 0,2 ml à 60 ml.

- **Piston en céramique, garantissant une excellente résistance chimique, sans érosion, ni gonflement**
- **Cylindre en verre borosilicaté 3.3 calibré**
- **Aucune perte de réactif grâce à un système de refoulement**
- **Stérilisation : entièrement autoclavable à 121 °C / 2 bars**
- **Réglage de volume variable par crans numériques**
- **Utilisables de 4 °C à 50 °C**
- **Certificat de conformité**

Livrés avec :
- adaptateurs A 45 (monté), A 32, A38 et S40 ;
- tuyaux en PTFE ;
- clé de montage ;
- certificat.





Référence	Volume (ml)	Subdivision (ml)	Précision (R%)	Reproductibilité (CV%)	CHF
090532	0,2 - 1	0,05	0,6	0,2	**NC -**
090533	0,4 - 2	0,05	0,5	0,1	**NC -**
090534	1 - 5	0,1	0,5	0,1	**NC -**
090535	2 - 10	0,25	0,5	0,1	**NC -**
090536	5 - 30	0,5	0,5	0,1	**NC -**
090537	10 - 60	1	0,5	0,1	**NC -**

Accessoire : support pour flacons en caoutchouc gris

Référence	Désignation	CHF
502093	Support pour tous flacons de diamètre 75 à 120 mm	**NC -**

Dispensette S Brand

BRAND

- **Distributeur adaptable sur tous les flacons de réactif**
- **Ajustable, rotation de la dispensette sur 360°**
- **Démontage facile pour le nettoyage**
- **Autoclavable à 121 °C**
- **Livré avec adaptateurs, certificat, tube d'aspiration et clé de montage**

Capacité nominale (ml)	Adaptateurs fournis pour flacons	Longueur tube d'aspiration (mm)
1,2,5,10	GL 24-25,GL 28/S 28, GL 32-33, GL 18, S40	125-240
25,50,100	GL 32-33, GL 38, S 40	170-330



	Dispensette analogique avec soupape		Dispensette analogique sans soupape		Dispensette easy calibration avec soupape		Dispensette easy calibration sans soupape	
Volume distribué (ml)	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**
0,1 - 1	**090094B**	**NC -**	**090093B**	**NC -**	-	-	-	-
0,2 - 2	**090096B**	**NC -**	**090095B**	**NC -**	**090119B**	**NC -**	**090118B**	**NC -**
0,5 - 5	**068818B**	**NC -**	**090097B**	**NC -**	**068817B**	**NC -**	**090120B**	**NC -**
1 - 10	**090099B**	**NC -**	**090098B**	**NC -**	**092408B**	**NC -**	**090121B**	**NC -**
2,5 - 25	**090106B**	**NC -**	**090105B**	**NC -**	**092409B**	**NC -**	**090122B**	**NC -**
5 - 50	**090558B**	**NC -**	**090107B**	**NC -**	**092410B**	**NC -**	**090252B**	**NC -**
10 - 100	**090109B**	**NC -**	**090108B**	**NC -**	-	-	-	-

Finnpipette Dispenser

thermoscientific

Distributeur de réactifs sur flacons.

- **6 modèles pour distribution de solutions de 0,2 ml à 60 ml**
- **Entièrement autoclavable sans démontage (121 °C - 2 bars)**
- **Réglage du volume par anneau de graduation cranté**
- **Piston en céramique et cylindre en verre Duran**
- **Tuyau d'aspiration et d'éjection en FEP**
- **Matériaux inertes (FEP, ECTFE, céramique, Hostelloy, verre Duran)**
- **Fourni avec certificat de conformité**
- **Utilisable de 4 °C à 50 °C**

Livrés avec adaptateurs pour flacons A32 (monté), A28, S4 et A45, tuyau d'aspiration FEP, clé de montage, certificat de conformité avec N° de série.



Référence	Désignation	CHF
047914	Distributeur Finnpipette 0,2 à 1 ml	**NC -**
047915	Distributeur Finnpipette 0,4 à 2 ml	**NC -**
047916	Distributeur Finnpipette 1 à 5 ml	**NC -**
047917	Distributeur Finnpipette 2 à 10 ml	**NC -**
047918	Distributeur Finnpipette 5 à 30 ml	**NC -**
047919	Distributeur Finnpipette 10 à 60 ml	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com