Seringues Hamilton Microliter - Série 900 (5 µl - 10 µl)

- 5 µl - 10 µl
- Pour liquides
- Aiguilles amovibles (RN), aiguilles cimentées (N)
- Pistons renforcés
- Pistons et corps non remplaçables et non interchangeables



Seringues 5 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
074452	Seringue 95	RN	26s	51	Type 2	NC -
074454	Seringue sans aiguille 95	RN	-	-	-	NC -

Seringues 10 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
074451	Seringue 901	N	26s	51	Type 2	NC -
074453	Seringue 901	RN	26s	51	Type 2	NC -
074455	Seringue sans aiguille 901	RN	-	-	-	NC -

Seringues Hamilton Gastight - Série 1700 (10 µl - 500 µl)

- Aiguilles amovibles (RN), aiguilles cimentées (N/SN), cône luer (LT), cône luer en Teflon (TLL)
- 10 µl - 500 µl
- Pour liquides et gaz
- Pistons renforcés





* Seringue avec aiguille personnalisée : spécifiez la jauge, la longueur et le type de pointe en vous reportant au tableau page 540 (ou sur www.milian.com)

Seringues 10 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
074457	Seringue 1701	N	26s	51	Type 2	NC -
074463	Seringue 1701	N	26s	51	Type 3	NC -
074469	Seringue 1701	N	26s	51	Type 5	NC -
074475	Seringue 1701	SN	*/*/*	*	*	NC -
074481	Seringue 1701	RN	26s	51	Type 2	NC -
074487	Seringue 1701	RN	22s	51	Type 3	NC -
074493	Seringue sans aiguille 1701	RN	-	-	-	NC -
074499	Seringue sans aiguille 1701	LT	-	-	-	NC -

Seringues 25 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
074458	Seringue 1702	N	22s	51	Type 2	NC -
074464	Seringue 1702	N	22s	51	Type 3	NC -
074476	Seringue 1702	SN	*	*	*	NC -
074482	Seringue 1702	RN	22s	51	Type 2	NC -
074488	Seringue 1702	RN	22s	51	Type 3	NC -
074494	Seringue sans aiguille 1702	RN	-	-	-	NC -
074500	Seringue sans aiguille 1702	LT	-	-	-	NC -

Seringues 50 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
074459	Seringue 1705	N	22s	51	Type 2	NC -
074465	Seringue 1705	N	22s	51	Type 3	NC -
074471	Seringue 1705	N	22s	51	Type 5	NC -
074477	Seringue 1705	SN	*/*/*	*	*	NC -
074483	Seringue 1705	RN	22s	51	Type 2	NC -
074489	Seringue 1705	RN	22s	51	Type 3	NC -
074495	Seringue sans aiguille 1705	RN	-	-	-	NC -
074501	Seringue sans aiguille 1705	LT	-	-	-	NC -
074509	Seringue sans aiguille 1705	TLL	-	-	-	NC -

* Spécifiez la jauge, la longueur, le type de pointe.



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver le guide d'entretien et le mode d'emploi des seringues Hamilton

Seringues 100 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
074460	Seringue 1710	N	22s	51	Type 2	NC -
074466	Seringue 1710	N	22s	51	Type 3	NC -
074472	Seringue 1710	N	22s	51	Type 5	NC -
074478	Seringue 1710	SN	*	*	*	NC -
074484	Seringue 1710	RN	22s	51	Type 2	NC -
074490	Seringue 1710	RN	22s	51	Type 3	NC -
074496	Seringue sans aiguille 1710	RN	-	-	-	NC -
074502	Seringue sans aiguille 1710	LT	-	-	-	NC -
074510	Seringue sans aiguille 1710	TLL	-	-	-	NC -

Seringues 250 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
074461	Seringue 1725	N	22s	51	Type 2	NC -
074467	Seringue 1725	N	22s	51	Type 3	NC -
074473	Seringue 1725	N	22s	51	Type 5	NC -
074479	Seringue 1725	SN	*/*/*	*	*	NC -
074485	Seringue 1725	RN	22s	51	Type 2	NC -
074491	Seringue 1725	RN	22s	51	Type 3	NC -
074497	Seringue sans aiguille 1725	RN	-	-	-	NC -
074503	Seringue sans aiguille 1725	LT	-	-	-	NC -
074511	Seringue sans aiguille 1725	TLL	-	-	-	NC -

Seringues 500 µl

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
074474	Seringue 1750	N	22	51	Type 5	NC -
074480	Seringue 1750	SN	*	*	*	NC -
074486	Seringue 1750	RN	22	51	Type 2	NC -
074492	Seringue 1750	RN	22	51	Type 3	NC -
074498	Seringue sans aiguille 1750	RN	-	-	-	NC -
074504	Seringue sans aiguille 1750	LT	-	-	-	NC -



Aiguilles : voir pages 546 et 547
Accessoires : voir page 545

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com