Seringues Hamilton Gastight - Série 1000 (1 ml - 25 ml)

ASTUCE

* Seringue avec aiguille personnalisée : spécifiez la jauge, la longueur et le type de pointe en vous reportant au tableau page 540 (ou sur www.milian.com)



- 1 ml - 25 ml
- Pour liquides et gaz
- Aiguilles amovibles (RN), aiguilles cimentées (LTN/LTSN), cône luer (LT), cône luer en Teflon (TLL)

Seringues 5 ml

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
074593	Seringue 1005	LTN	22	51	Type 2	NC -
074597	Seringue 1005	LTN	22	51	Type 3	NC -
074601	Seringue 1005	LTN	22	51	Type 5	NC -
074606	Seringue 1005	LTSN	*	*	*	NC -
074615	Seringue sans aiguille 1005	RN	-		-	NC -
074620	Seringue sans aiguille 1005	LT	-		-	NC -
074631	Seringue sans aiguille 1005	TLL	-		-	NC -

Seringues 10 ml

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
074594	Seringue 1010	LTN	22	51	Type 2	NC -
074598	Seringue 1010	LTN	22	51	Type 3	NC -
074602	Seringue 1010	LTN	22	51	Type 5	NC -
074607	Seringue 1010	LTSN	*	*	*	NC -
074616	Seringue sans aiguille 1010	RN	-		-	NC -
074621	Seringue sans aiguille 1010	LT	-		-	NC -
074632	Seringue sans aiguille 1010	TLL	-		-	NC -

Seringues 25 ml

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
075640	Seringue 1025	TLL	22	51	Type 2	NC -

* Spécifiez la jauge, la longueur, le type de pointe.

Seringues 1 ml

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
074590	Seringue 1001	LTN	22	51	Type 2	NC -
074595	Seringue 1001	LTN	22	51	Type 3	NC -
074599	Seringue 1001	LTN	22	51	Type 5	NC -
074603	Seringue 1001	LTSN	*	*	*	NC -
074613	Seringue sans aiguille 1001	RN	-	-	-	NC -
074617	Seringue sans aiguille 1001	LT	-	-	-	NC -
074629	Seringue sans aiguille 1001	TLL	-	-	-	NC -

Seringues 2,5 ml

Réf.	Modèle	Type d'aiguilles	Jauge	Long. (mm)	Type de pointe	CHF
074592	Seringue 1002	LTN	22	51	Type 2	NC -
074596	Seringue 1002	LTN	22	51	Type 3	NC -
074600	Seringue 1002	LTN	22	51	Type 5	NC -
074605	Seringue 1002	LTSN	*	*	*	NC -
074614	Seringue sans aiguille 1002	RN	-		-	NC -
074619	Seringue sans aiguille 1002	LT	-		-	NC -
074630	Seringue sans aiguille 1002	TLL	-		-	NC -

Dispenser PB600-1 Hamilton



- Pour distribution de 0,2 µl à 50 µl
- Compatibles avec les séries 700, 1700, 1000
- Adaptés pour les aiguilles N, RN, LT, TLL

Volume distribué	Volume seringue	Série seringue
0,2 µl	10 µl	1700
0,5 µl	25 µl	1700, 700
1 µl	50 µl	1700, 700
2 µl	100 µl	1700, 700
5 µl	250 µl	1700, 700
10 µl	500 µl	1700, 700
20 µl	1 ml	1000
50 µl	2,5 ml	1000

Référence	Désignation	CHF
074347	Distributeur PB 600-1	NC -

Adaptateurs de Chaney Hamilton



- Assure la reproductibilité des injections
- Pour la stabilité du piston, évite les risques de torsion et rupture

Référence	Désignation	CHF
074348	Adaptateur de Chaney pour série 700, 1700, et 7000	NC -
074424	Adaptateur de Chaney pour série 800 et 1800	NC -

Guides



Référence	Désignation	CHF
074349	Guide pour seringues série 700/1700 5 - 10 µl	NC -
074350	Guide pour seringues série 7000 25 - 500 µl	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com