Micropipettes Eppendorf

Modèle	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Reference® 2	Eppendorf Xplorer®/ Eppendorf Xplorer® plus	Eppendorf Research® plus Move It®/ Eppendorf Xplorer® plus Move It®
Mode de fonctionnement	Manuel	Manuel	Electronique	Manuel / Electronique
Espacement ajustable entre pointes	Non	Non	Non	Oui
Points forts	Légère, force de pipetage réduite	Fonctionnement avec un bouton unique	Pipetage automatisé efficace et précis	Écartement entre pointes variables pour transfert entre différents formats
Plage de volume	0,1 µl - 10 ml	0,1 µl - 10 ml	0,5 µl - 10 ml	1 - 1 200 µl
Options disponibles	1 canal, 8 canaux, 12 canaux, 16 canaux, 24 canaux	1 canal, 8 canaux, 12 canaux	1 canal, 8 canaux, 12 canaux, 16 canaux, 24 canaux	4 canaux, 6 canaux, 8 canaux, 12 canaux
Suivi RFID	Oui	Oui	Oui	Oui
Parties autoclavables	Entièrement	Entièrement	Partie basse	Partie basse

Micropipettes Research® plus Eppendorf

- **Pipette légère, minimise les forces de manipulation sans réduire la robustesse**
- **Embout porte-cône à amortisseur de force pour réduire les forces de fixation des pointes permet de réduire les contraintes musculaires**
- **Piston très souple pour un minimum d'effort de manipulation et résistant pour minimiser les phénomènes d'usure**
- **Système de démontage / assemblage, par clip, pour un entretien simplifié**
- **Puce RFID intégrée offre une identification et une documentation simples**
- **Entièrement autoclavable sans démontage**
- **GLP (General Lab Product), pour toutes les applications autres que le diagnostic humain**




Micropipettes Research® plus Eppendorf - volume variable

		Research® plus GLP	
Volume (µl)	Couleur bouton poussoir	Référence	CHF
0,1 - 2,5	Anthracite	933953	NC -
0,5 - 10	Gris	933954	NC -
2 - 20	Gris clair	933961	NC -
2 - 20	Jaune	933955	NC -
10 - 100	Jaune	933956	NC -
20 - 200	Jaune	933957	NC -
30 - 300	Orange	933962	NC -
100 - 1000	Bleu	933958	NC -
250 - 2500	Rouge	934304	NC -
500 - 5000	Violet	933959	NC -
1000 - 10 000	Turquoise	933960	NC -

Existe également en volume fixe, retrouvez les sur www.milian.com



Portoirs Eppendorf : voir page 556



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com