Micropipettes Research® plus Eppendorf (suite)



Indicateur de canal
- Utilisez la pipette toujours de la même façon (gauche/droite)


Embout porte-cône à amortisseur de force
- Ergonomie améliorée
- Parfaite adaptabilité aux pointes

Micropipettes multicanaux Research® plus Eppendorf

Volume (µl)	Code couleur	8 canaux Research® plus GLP Référence	8 canaux Research® plus GLP CHF	12 canaux Research® plus GLP Référence	12 canaux Research® plus GLP CHF
0,5 - 10	Gris	933978	924 -	933979	1011 -
10 - 100	Jaune	933980	924 -	933981	1011 -
30 - 300	Orange	933982	924 -	933983	1011 -
120 - 1 200	Vert	934370	924 -	934371	1011 -

Micropipettes Eppendorf Research® plus 16 et 24 canaux

NOUVEAU



- **Simplifient le remplissage des microplaques 384 puits**
- **Ecartement entre les pointes de 4,5 mm**
- **Technologie SOFTattach pour une meilleure fixation des pointes**
- **Système SOFTeject pour l'éjection successive des pointes, réduisant les forces d'éjection**
- **Compatibles uniquement avec les pointes epT.I.P.S. 384**

Volume (µl)	Code couleur	16 canaux Research® plus GLP Réf.	16 canaux Research® plus GLP CHF	24 canaux Research® plus GLP Réf.	24 canaux Research® plus GLP CHF
1 - 20	Rose clair	934327	1082 -	934328	1149 -
5 - 100	Jaune clair	934329	1082 -	934330	1149 -

Saisissez la référence sur **milian.com** pour retrouver les guides suivants.
- Principes du pipetage et de la distribution
- Impacts des techniques de pipetage sur la précision du prélèvement
- Guide de calibration et d'ajustement des pipettes et distributrices
- Influence des paramètres physiques sur le volume prelevé par une micropipette

WEB





ep Research® plus Packs

		ep Research® plus Pack 1	ep Research® plus Pack 2	ep Research® plus Pack 3
	Comprend	1 Research® plus 0,5-10 µl 1 Research® plus 10-100 µl 1 Research® plus 100-1000 µl 3 epTips box (10, 100 et 1000 µl)	1 Research® plus 2 - 20 µl 1 Research® plus 20 - 200 µl 1 Research® plus 100 - 1000 µl 3 epTips box (2 x 200 µl, 1 x 1000 µl)	1 Research® plus 0,1 - 1 ml 1 Research® plus 0,5 - 5 ml 1 Research® plus 1 - 10 ml 1 epTips box 1 ml Sachets pointes 5 ml et 10 ml
Research® plus GLP	Référence	933963	933964	933965
	CHF	782 -	782 -	782 -

POINTES MICROPIPETTES