Micropipettes Eppendorf Reference® 2

Très haute précision, robustesse et conception originale avec un seul bouton de commande pour le pipetage et l'éjection.

- **Utilisation avec bouton unique : cran en bout de course de pipetage pour l'éjection de la pointe**
- **Pas de mouvement latéral du pouce**
- **Embout porte-cônes à amortisseur de force**
- **Puce RFID intégrée offre une identification et une documentation simples**
- **Livrée avec certificat de conformité EN ISO 8655, une boîte de pointes epTIPS (uniquement avec les pipettes à volume variable) et un adaptateur pour carrousel universel Eppendorf (uniquement avec les pipettes multicanaux)**
- **Garantie : 3 ans**
- **GLP (General Lab Product), pour toutes les applications autres que le diagnostic humain**





VIDEO

Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

PhysioCare concept



Micropipettes Eppendorf Reference® 2 - volume variable

		Reference® 2 GLP	
Volume (µl)	Couleur bouton poussoir	Référence	CHF
0,1 - 2,5	Anthracite	933984	NC -
0,5 - 10	Gris	933985	NC -
2 - 20	Gris clair	933986	NC -
2 - 20	Jaune	933987	NC -
10 - 100	Jaune	933988	NC -
20 - 200	Jaune	933989	NC -
30 - 300	Orange	933990	NC -
100 - 1000	Bleu	933991	NC -
250 - 2500	Rouge	933992	NC -
500 - 5000	Violet	933993	NC -
1000 - 10 000	Turquoise	933994	NC -

WEB

Existe également en volume fixe, retrouvez les sur www.milian.com

Micropipettes Eppendorf Reference® 2 multicanaux

		8 canaux		12 canaux	
		Reference® 2 GLP		Reference® 2 GLP	
Volume (µl)	Code couleur	Réf.	CHF	Réf.	CHF
0,5 - 10	Gris	934015	NC -	934016	NC -
10 - 100	Jaune	934017	NC -	934018	NC -
30 - 300	Orange	934019	NC -	934020	NC -

ASTUCE



Portoirs Eppendorf : voir page 556

Pack micropipettes Reference® 2



		Pack 1 : 3 micropipettes Reference® 2 avec ep T.I.P.S.	Pack 2 : 3 micropipettes Reference® 2 avec ep T.I.P.S.	Pack 3 : 3 micropipettes Reference® 2 avec ep T.I.P.S.
		1 Reference® 2 : 0,5-10 µl 1 Reference® 2 : 10-100 µl 1 Reference® 2 : 100-1000 µl complet avec ep T.I.P.S.	1 Reference® 2 : 2-20 µl 1 Reference® 2 : 20-200 µl 1 Reference® 2 : 100 - 1000 µl complet avec ep T.I.P.S.	1 Reference® 2 : 100 - 1000 µl 1 Reference® 2 : 0,5 - 5 ml 1 Reference® 2 : 1 - 10 ml complet avec ep T.I.P.S.
Reference® 2 GLP	Réf.	933995	933996	933997
	CHF	NC -	NC -	NC -

POINTES MICROPIPETTES