Micropipettes électroniques Xplorer® et Xplorer® plus



- Légères et équilibrées
- Embout porte-cône à amortisseur de force

Utilisation intuitive

- Molette de sélection du mode de pipetage
- Paramètres réglables sur 1 seul écran
- Textes en français avec fonction d'aide
- Large écran rétro éclairé, parfaitement lisible dans toutes les positions
- Ajustage utilisateur et ajustages prédéfinis (à différents types de liquides par exemple)
- Batterie Lithium-Polymère de grande autonomie (3000 pipetages), possibilité de travailler pendant la recharge
- Même chargeur (et même portoir chargeur) que pour la Multipette Stream/Xstream
- Puce RFID intégrée offre une identification et une documentation simples
- Livrées avec adaptateur de charge et certificat d'étalonnage selon la norme EN ISO 8655

Deux versions

- Xplorer® : confort et répétabilité pour les applications courantes de distribution liquide
- Xplorer® plus : permet de réaliser toutes les applications de distribution liquide les plus sophistiquées et également de programmer un processus complet ; possède une horloge interne avec rappel des opérations de service et de vérification métrologique

Mode	Application	Xplorer®	Xplorer® plus
Ads	Distribution automatique	●	●
Dis	Distribution	●	●
Pip	Pipetage	●	●
P/M	Pipetage et Mélange	●	●
Man	Pipetage manuel	●	●
Opt	Option	●	●
Spc	Application spéciales :		
	Multi-aspiration		●
	Dilution		●
	Distribution séquentielle		●
	Pipetage inverse		●
	Pipetage séquentiel		●
Prg	Programme de séquences d'application		●
Edit	Edition/modification des programmes et des volumes fixes		●
Fix	Volumes fixes pré-enregistrés et modifiables		●

ASTUCE

Portoirs Eppendorf : voir page 556

PhysioCare concept eppendorf



Micropipettes Eppendorf Xplorer® et Xplorer® plus monocanal - chargeur compris

Volume (µl)	Couleur bouton poussoir	Xplorer® Référence	Xplorer® CHF	Xplorer® plus Référence	Xplorer® plus CHF
0,5 - 10	Gris	035639	NC -	035813	NC -
1 - 20	Gris clair	934305	NC -	934308	NC -
5 - 100	Jaune	035640	NC -	035814	NC -
10 - 200	Jaune	934306	NC -	934309	NC -
15 - 300	Orange	035641	NC -	035815	NC -
50 - 1000	Bleu	035642	NC -	035816	NC -
250 - 2500	Rouge	934307	NC -	934310	NC -
500 - 5000	Violet	035643	NC -	035817	NC -
1000 - 10 000	Turquoise	035644	NC -	035818	NC -

Micropipettes Eppendorf Xplorer® et Xplorer® plus multicanaux - chargeur compris

Volume	Couleur bouton poussoir	Xplorer® 8 canaux Référence	Xplorer® 8 canaux CHF	Xplorer® 12 canaux Référence	Xplorer® 12 canaux CHF	Xplorer® plus 8 canaux Référence	Xplorer® plus 8 canaux CHF	Xplorer® plus 12 canaux Référence	Xplorer® plus 12 canaux CHF
0,5 - 10 µl	Gris	035645	NC -	035646	NC -	035819	NC -	035821	NC -
5 - 100 µl	Jaune	035647	NC -	035648	NC -	035822	NC -	035823	NC -
15 - 300 µl	Orange	035649	NC -	035650	NC -	035824	NC -	035825	NC -
50 - 1200 µl	Vert	035651	NC -	035812	NC -	035826	NC -	035827	NC -


Filtre pour pipettes

Pour pipette de volume	5 ml			10 ml		
Compatibilité	Référence	Unités/ sachet	CHF/ sachet	Référence	Unités/ sachet	CHF/ sachet
Micropipettes Research plus, Reference, Reference 2, Xplorer	933162	10	NC -	933163	10	NC -

WEB

Saisissez la référence sur **milian.com** pour retrouver les guides suivants.
- Principes du pipetage et de la distribution
- Impacts des techniques de pipetage sur la précision du prélèvement
- Guide de calibration et d'ajustement des pipettes et distributrices
- Influence des paramètres physiques sur le volume prelevé par une micropipette

Micropipettes Eppendorf Xplorer® plus 16 et 24 canaux



- Simplifient le remplissage des microplaques 384 puits
- Ecartement entre les pointes de 4,5 mm

Volume (µl)	Code couleur	16 canaux Xplorer® plus GLP Réf.	16 canaux Xplorer® plus GLP CHF	24 canaux Xplorer® plus GLP Réf.	24 canaux Xplorer® plus GLP CHF
1 - 20	Rose clair	934331	NC -	934332	NC -
5 - 100	Jaune clair	934333	NC -	934334	NC -

- Technologie SOFTattach pour une meilleure fixation des pointes
- Système SOFTeject pour l'éjection successive des pointes, réduisant les forces d'éjection
- Compatibles uniquement avec les pointes epT.I.P.S. 384