Micropipettes multicanaux Move It® à écartement variable

- **Pipettes multicanaux à espacement de pointe ajustable disponibles en versions mécanique (Research plus) et électronique (Xplorer plus)**
- **Changement de différents formats de plaques rapide et simple grâce aux paramètres prédéfinis**
- **Adaptées à une utilisation avec les plaques (384, 96, 48, 24 et 12 puits), les tubes (1,5 et 2 ml) et les gels d'agarose**
- **Espacement de pointe ajustable au choix entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette**
- **Ergonomie et équilibre optimisés pour réduire la fatigue musculaire**
- **Tête de pipette rotative à 360° pour une lisibilité confortable de l'écran et une identification rapide des paramètres**
- **Facilement autoclavables :**
  - Research plus : entièrement autoclavables
  - Xplorer plus : uniquement la partie basse
- **Système sans tubes pour fiabilité et sécurité**

NOUVEAU





Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

		Research plus					
		4 canaux		6 canaux		8 canaux	
Volume (µl)	Code couleur	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
30 - 300	Orange	934498	NC -	934499	NC -	934500	NC -
120 - 1200	Vert foncé	934501	NC -	934502	NC -	934503	NC -

		Xplorer plus							
		4 canaux		6 canaux		8 canaux		12 canaux	
Volume (µl)	Code couleur	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
1 - 20	Rose	-	-	-	-	934504	NC -	934505	NC -
5 - 100	Jaune	-	-	-	-	934506	NC -	934507	NC -
15 - 300	Orange	934508	NC -	934509	NC -	934510	NC -	-	-
50 - 1200	Vert	934511	NC -	934512	NC -	934513	NC -	-	-

Pointes epT.I.P.S. Eppendorf

- **Graduations fines**
- **- GLP (General Lab Product), pour les applications autres que diagnostique humain**
  * les pointes standard en vrac n'ont pas de marquage



epT.I.P.S. ... Eppendorf Totally Integrated Pipetting System.
Un grand choix de présentations : en vrac, en portoirs rechargeables (epT.I.P.S. reloads), epT.I.P.S box, epT.I.P.S set, stériles BIOPUR, sous blister individuel, à filtre.

- **Vrac** : en sachet refermable
- **EpT.I.P.S.Reloads :** ensemble de 10 plateaux-recharges qu'il suffit de poser dans l'epT.I.P.S. Box.
- **EpT.I.P.S Box** : boîte rechargeable et réutilisable, couvercle à charnière ; accepte des plateaux de pointes de recharge epT.I.P.S. Reloads.
- **EpT.I.P.S Set** : boîte rechargeable et réutilisable, couvercle à charnière avec 5 plateaux de pointes
- **EpT.I.P.S. Racks** : certifiées PCR clean, stériles, apyrogènes, sans ATP et sans ADN
- **Emballage individuel :** certifiées PCR clean, stériles, apyrogènes, sans ATP et sans ADN
- **epT.I.P.S. 384 :** pour micropipettes 16 et 24 canaux

Vrac



epT.I.P.S.® Box/
epT.I.P.S.®Set



epT.I.P.S.®Racks



EpT.I.P.S.Reload



Emballage individuel

