Micropipettes Thermoscientific

Modèle	F1-ClipTip	E1 Clip-Tip	E1 Clip-Tip Equalizer	Finnpipette F1	Finnpipette F2	Finnpipette F3	Novus
Mode de fonctionnement	Manuel	Electronique	Electronique	Manuel	Manuel	Manuel	Electronique
Espacement ajustable entre pointes	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
Points forts	Technologie Clip Tip, légère, repose doigt rotatif	Technologie ClipTip, éjection motorisée, pilotage par l'index, 30 protocoles de pipetage enregistrables		Légère, repose doigt orientable, éjecteur à commande assistée, verrouillage du volume	Légère, faible force de fixation de la pointe, éjecteur à commande assistée, résistants aux UV		Prise en main équilibrée, 10 fonctions et 9 vitesses de pipetage, programmable
Plage de volume	0,1 µl - 1 ml	0,5 µl - 1,25 ml		0,2 - 10 ml			0,1 µl - 10 ml
Options disponibles	1 canal, 8 canaux, 12 canaux	1 canal, 8 canaux, 12 canaux, 16 canaux	6, 8 et 12 canaux	1 canal, 8 canaux, 12 canaux, 16 canaux	1 canal, 8 canaux, 12 canaux, 16 canaux	1 canal	1 canal, 8 canaux, 12 canaux, 16 canaux
Parties autoclavables	Partie basse et éjecteur	Partie basse et éjecteur	Entièrement	Partie basse et éjecteur	Entièrement	Partie basse et éjecteur	Partie basse

Finnpipettes F1-ClipTip et E1-ClipTip

Technologie ClipTip

- **Système de pointe verrouillable avec assemblage de collerettes encliquetables et joint complet**
- **Assure une plus grande sécurité : aucun risque que la pointe ne se desserre ou tombe**
- **Requiert une très faible force de fixation et d'éjection de la pointe**
- **Les micropipettes ClipTip s'utilisent uniquement avec les pointes ClipTip**

Finnpipette F1-ClipTip

- **Légère et ergonomique optimisée avec repose doigt rotatif**
- **Ajustement du volume verrouillable**



F1-ClipTip

Pipettes F1-ClipTip monocanal à volume variable

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Réf.	CHF
0,1 - 2	0,002	ClipTip 12,5 ext.	**228846**	**NC -**
1 - 10	0,02	ClipTip 12,5 ext.	**228842**	**NC -**
2 - 20	0,02	ClipTip 20	**228386N**	**NC -**
5 - 50	0,1	ClipTip 50	**228387N**	**NC -**
10 - 100	0,2	ClipTip 200	**228388N**	**NC -**
20 - 200	0,2	ClipTip 200	**228389N**	**NC -**
30 - 300	1	ClipTip 300	**228390N**	**NC -**
100 - 1000	1	ClipTip 1000	**228391N**	**NC -**

Pipettes F1-ClipTip multicanaux à volume variable

			8 canaux		12 canaux	
Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Réf.	CHF	Réf.	CHF
1 - 10	0,02	ClipTip 12,5 ext.	**228844**	**NC -**	**228845**	**NC -**
5 - 50	0,1	ClipTip 50	**228404N**	**NC -**	**228408N**	**NC -**
10 - 100	0,2	ClipTip 200	**228405N**	**NC -**	**228409N**	**NC -**
30 - 300	1	ClipTip 300	**228406N**	**NC -**	**228410N**	**NC -**



Kit 1 F1-ClipTip GLP

Kits F1-ClipTip GLP

Référence	Désignation	CHF
228411N	**Kit 1 F1-ClipTip GLP** • F1-ClipTip : 1-10 µl monocanal, 10-100 µl monocanal, 100-1000 µl monocanal • Portoir F-Series • ClipTip : 1 rack, 1 rack 200 µl, 1 rack 1000 µl • Réservoir 25 ml, réservoir divisé 25 ml, réservoir divisé 100 ml	**NC -**
228412N	**Kit 2 F1-ClipTip GLP** • F1-ClipTip : 2-20 µl monocanal, 20-200 µl monocanal, 100-1000 µl monocanal, 30-300 µl 8 canaux • Portoir F-Series • ClipTip : rack 20 µl, rack 200 µl, rack 1000 µl • Réservoir 25 ml, réservoir divisé 25 ml, réservoir divisé 100 ml	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com