Finnpipettes F1-ClipTip et E1-ClipTip (suite)


E1-ClipTip




Equalizer

Finnpipettes électroniques E1 ClipTip

- **Intuitives et ergonomiques avec éjection motorisée et pilotage de la pipette par l'index**
- **Connexion Bluetooth ou USB à un ordinateur pour créer et partager des programmes entre pipettes E1**
- **Possibilité d'enregistrer jusqu'à 30 protocoles de pipetage**
- **Temps de chargement de seulement 2 h**

Pipettes E1-ClipTip monocanal à volume variable

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Référence	CHF
0,5 - 12,5	0,01	ClipTip 12,5	**228571BT**	**NC -**
2 - 125	0,1	ClipTip 200	**228572BT**	**NC -**
10 - 300	0,1	ClipTip 300	**228573BT**	**NC -**
15 - 1250	1	ClipTip 1250	**228574BT**	**NC -**

Pipettes E1-ClipTip multicanaux à volume variable

			8 canaux		12 canaux		16 canaux*	
Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
0,5 - 12,5	0,01	ClipTip 12,5	**228575BT**	**NC -**	**228579BT**	**NC -**	**228583BT**	**NC -**
1 - 30	0,01	ClipTip 30	-	-	-	-	**228584BT**	**NC -**
2 - 125	0,1	ClipTip 200	**228576BT**	**NC -**	**228580BT**	**NC -**	**228585BT**	**NC -**
10 - 300	0,1	ClipTip 300	**228577BT**	**NC -**	**228581BT**	**NC -**	-	-
30 - 850	1	ClipTip 1000	-	-	**228582BT**	**NC -**	-	-
15 - 1250	1	ClipTip 1250	**228578BT**	**NC -**	-	-	-	-

* Compatibles uniquement avec les racks Cliptip 384 correspondant.

Pipettes E1-ClipTip Equalizer

Pipettes à volume et espace inter-pointes ajustables.

			6 canaux		8 canaux	
Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Réf.	CHF	Réf.	CHF
2 - 125	0,1	ClipTip 200	-	-	**228587BT**	**NC -**
10 - 300	0,1	ClipTip 300	-	-	**228588BT**	**NC -**
15 - 1250	1	ClipTip 1250	**228586BT**	**NC -**	**228589BT**	**NC -**

Pipettes E1-ClipTip Equalizer 384

Pipettes à volume et espace inter-pointes ajustables, adaptées aux plaques de 384 puits. Utiliser uniquement avec les pointes ClipTip 384.

			8 canaux		12 canaux	
Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Réf.	CHF	Réf.	CHF
0,5 - 12,5	0,01	ClipTip 12,5	**228590BT**	**NC -**	**228593BT**	**NC -**
1 - 30	0,01	ClipTip 30	**228591BT**	**NC -**	**228594BT**	**NC -**
2 - 125	0,1	ClipTip 200	**228592BT**	**NC -**	**228595BT**	**NC -**

