
## Pointes ClipTip

| Type | Longueur (mm) | Dimension épaulement (mm) | Ø int. (mm) |
|---|---|---|---|
| ClipTip 12,5 | 30 | 9 | 0,4 |
| ClipTip 20 | 46 | 17 | 0,4 |
| ClipTip 50 | 51 | 17 | 0,4 |
| ClipTip 200 | 56 | 22 | 0,5 |
| ClipTip 300 | 63 | 22 | 0,6 |
| ClipTip 1000 | 95 | 32 | 1,1 |
| ClipTip 1250 | 103 | 32 | 0,9 |
| ClipTip 384 - 12,5 | 30 | 9 | 0,4 |
| ClipTip 384 - 30 | 44 | 9 | 0,4 |
| ClipTip 384 - 125 | 64 | 9 | 0,5 |


ClipTip Système




- Code couleur sur les plateaux de pointes et marquage du lot et des volumes
- Avec ou sans filtre (super-filtres à pores de 14 µm)
- Pointes à faible rétention
- Les pointes 384 sont spécialement adaptées à la pipette E1-ClipTip Equalizer 384



ADN ATP DNase RNase Endo-toxines




| | | | En rack | | | En rack stérile | | | En recharge | | | En recharge stérile | | | En rack stérile avec filtre | | | En recharge stérile avec filtre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Gamme vol.(µl) | Code Couleur | Réf. | Unités/ carton | CHF/ carton | Réf. | Unités/ carton | CHF/ carton | Réf. | Unités/ carton | CHF/ carton | Réf. | Unités/ carton | CHF/ carton | Réf. | Unités/ carton | CHF/ carton | Réf. | Unités/ carton | CHF/ carton |
| ClipTip 12,5 | 0,5-12,5 | Rose | **228606** | 10 x 96 | **NC -** | **228607** | 10 x 96 | **NC -** | - | - | - | - | - | - | **228608** | 10 x 96 | **NC -** | - | - | - |
| ClipTip 12,5 ext. | 01-12,5 | Rose | **228847** | 10 x 96 | **NC -** | **228848** | 10 x 96 | **NC -** | - | - | - | - | - | - | **228849** | 10 x 96 | **NC -** | - | - | - |
| ClipTip 20 | 1-20 | Rose | **228352** | 10 x 96 | **NC -** | **228353** | 10 x 96 | **NC -** | **228354** | 10 x 96 | **NC -** | **228355** | 10 x 96 | **NC -** | **228356** | 10 x 96 | **NC -** | **228357** | 10 x 96 | **NC -** |
| ClipTip 50 | 5-50 | Violet | **228358** | 10 x 96 | **NC -** | **228359** | 10 x 96 | **NC -** | **228360** | 10 x 96 | **NC -** | **228361** | 10 x 96 | **NC -** | **228362** | 10 x 96 | **NC -** | - | - | - |
| ClipTip 200 | 2-200 | Jaune | **228364** | 10 x 96 | **NC -** | **228365** | 10 x 96 | **NC -** | **228366** | 10 x 96 | **NC -** | **228367** | 10 x 96 | **NC -** | **228368** | 10 x 96 | **NC -** | **228369** | 10 x 96 | **NC -** |
| ClipTip 300 | 10-300 | Orange | **228370** | 10 x 96 | **NC -** | **228371** | 10 x 96 | **NC -** | **228372** | 10 x 96 | **NC -** | **228373** | 10 x 96 | **NC -** | **228374** | 10 x 96 | **NC -** | **228375** | 10 x 96 | **NC -** |
| ClipTip 300 ext. Low retention | 10-300 | Orange | **228853** | 10 x 96 | **NC -** | **228854** | 10 x 96 | **NC -** | **228855** | 10 x 96 | **NC -** | **228857** | 10 x 96 | **NC -** | **228856** | 10 x 96 | **NC -** | - | - | - |
| ClipTip 1000 | 30-1000 | Bleu | **228376** | 10 x 96 | **NC -** | **228377** | 10 x 96 | **NC -** | **228378** | 10 x 96 | **NC -** | **228379** | 10 x 96 | **NC -** | **228380** | 8 x 96 | **NC -** | **228381** | 10 x 96 | **NC -** |
| ClipTip 1250 | 50-1250 | Turquoise | **228609** | 8 x 96 | **NC -** | **228610** | 8 x 96 | **NC -** | **228611** | 8 x 96 | **NC -** | **228612** | 8 x 96 | **NC -** | **228613** | 8 x 96 | **NC -** | **228614** | 8 x 96 | **NC -** |
| ClipTip 384 - 12,5 | 0,5-12,5 | Rose | **228597** | 10 x 384 | **NC -** | **228598** | 10 x 384 | **NC -** | - | - | - | - | - | - | **228599** | 10 x 384 | **NC -** | - | - | - |
| ClipTip 384 - 12,5 ext. | 0,5-12,5 | Rose | **228850** | 10 x 384 | **NC -** | **228851** | 10 x 384 | **NC -** | - | - | - | - | - | - | **228852** | 10 x 384 | **NC -** | - | - | - |
| ClipTip 384 - 30 | 1-30 | Violet | **228600** | 10 x 384 | **NC -** | **228601** | 10 x 384 | **NC -** | - | - | - | - | - | - | **228602** | 10 x 384 | **NC -** | - | - | - |
| ClipTip 384 - 125 | 2-125 | Jaune | **228603** | 10 x 384 | **NC -** | **228604** | 10 x 384 | **NC -** | - | - | - | - | - | - | **228605** | 10 x 384 | **NC -** | - | - | - |

## Racks vides

| Référence | Type | Coloris | | CHF les 10 |
|---|---|---|---|---|
| **228382** | Petit | Rose | Violet | **NC -** |
| **228383** | Moyen | Jaune | Orange | **NC -** |
| **228858** | - | Orange | | **NC -** |
| **228384** | Grand | Bleu | | **NC -** |



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com