
Pointes PIPETMAN® DIAMOND Gilson



Ergonomie
Pointe et embout PIPETMAN® vont parfaitement ensemble ; mise en place et éjection des pointes demandent moins d'efforts

Graduations
Contrôle du volume d'un simple coup d'oeil

Étanchéité parfaite
Anneau d'étanchéité assurant fiabilité et reproductibilité à chaque pipetage

Traçabilité totale
Identification, code couleur et n° de lot sont traçables sur chaque conditionnement

Prévention de la contamination
Filtre Polyéthylène Haute Densité. Haute efficacité de filtration constituant une barrière efficace contre les aérosols

100% pur polypropylene vierge
Reconnu pour ses propriétés hydrophobes ; pas de rétention d'échantillon ; aucun contaminant, additif ou colorant

Pointe fine et souple
Géométrie parfaite assurant exactitude et reproductibilité des pipetages sans formation de gouttelettes

- **Pointes stérilisées garanties sans RNases, DNases, ARN, ADN, ATP, pyrogènes et métaux trace détectables**
- **Répondent aux standards de qualité européen Directive 98/79/EC**
- **Certificats Qualité téléchargeables sur le site Gilson**

Présentation :

- **TOWERPACK**, système de recharge. Idéal avec les pipettes multicanaux grâce au système ROCKY RACK, un plateau optimisant la mise en place des pointes. Autoclavable, recyclable. (doit être complété par des boîtes vides réf. 066173 - voir en bas de page)
- **TIPACK**, racks compacts, pratiques, ergonomiques et faciles à utiliser avec les pipettes à 8 ou 12 canaux (système ROCKY RACK)
- **STERILPACK**, emballage individuel sous blister
- **ECOPACK** et **EASYPACK**, format vrac (sachets)
- **BLISTER REFILL** : recharge en blister de 96 pointes
- **RELOAD PACK** : système de recharge simple et économique



Saisissez la référence sur **MILIAN.COM** pour voir la vidéo produit



RELOAD PACK



BLISTER REFILL

Pointes standard PIPETMAN® DIAMOND Gilson

Volume	Type		Vrac EASY PACK	Vrac Eco ECO PACK	TIPACK	TIPACK stérilisé	BLISTER REFILL*	BLISTER REFILL stérilisé*	RELOAD PACK*	TOWER PACK**	TOWER PACK stérilisé**	Rack vide	STERILPACK
0,1 - 10 µl	D10	**Référence**	**066022**	**066029**	**066034**	**066039**	**-**	**-**	**-**	**066044**	**066049**	**066054**	**-**
		Unité d'emb.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	10 x 96	10 x 96	2	-
		CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**
0,1 - 20 µl	DL10***	**Référence**	**066023**	**066030**	**066035**	**066040**	**070074**	**070077**	**070085**	**066045**	**066050**	**066055**	**-**
		Unité d'emb.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	2	-
		CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**
2 - 200 µl	D200	**Référence**	**066024**	**066031**	**066036**	**066041**	**070075**	**070078**	**070086**	**066046**	**066051**	**066056**	**066199**
		Unité d'emb.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	2	400
		CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
20 - 300 µl	D300	**Référence**	**066025**	**066032**	**066037**	**066042**	**-**	**-**	**-**	**066047**	**066052**	**066057**	**-**
		Unité d'emb.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	10 x 96	10 x 96	2	-
		CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**
200 - 1000 µl	D1000	**Référence**	**066026**	**066033**	**066038**	**066043**	**070076**	**070079**	**070087**	**066048**	**066053**	**066058**	**066200**
		Unité d'emb.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	6 x 96	7 x 96	7 x 96	2	400
		CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
100 - 1200 µl	D1200	**Référence**	**066406**	**066405**	**066407**	**066408**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Unité d'emb.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	-	-	-	-
		CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 - 5 ml	D5000	**Référence**	**066027**	**-**	**066190**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**066193**	**-**
		Unité d'emb.	3 x 334	-	12 x 50	-	-	-	-	-	-	1	-
		CHF	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**-**
1 - 10 ml	D10 ml	**Référence**	**066028**	**-**	**066191**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**066192**	**-**
		Unité d'emb.	4 x 50	-	8 x 30	-	-	-	-	-	-	1	-
		CHF	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**-**

* Utilisables avec les boîtes vides pour recharges manuelle

** Utilisables avec les boîtes vides pour recharges TOWER PACK

*** Pointes 10µl plus longues, pour le pipetage facilité en microtubes



Boîtes vides

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
070096	Boîte vide pour recharges manuelles 10 µl et 200 µl	2	**NC -**
070097	Boîte vide pour recharges manuelles 1000 µl	2	**NC -**
066173	Boîte vide universelle pour recharge TOWER PACK	1	**NC -**





Placer la tour sur la boîte à recharger. Appuyer fermement.



Le plateau de pointes est en place.

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com