# Pointes

Pointes de haute précision tout particulièrement conçues pour les micropipettes Sartorius Biohit*family*.

## Pointes en racks

- Plateaux de 96 pointes en racks réutilisables
- Certifié sans DNase, RNase, ni endotoxines
- Autoclavables
- Racks facilement rechargeables avec les pointes de recharge
- Racks, plateaux et pointes en polypropylène



## Pointes en racks

- Economie de place avec 10 x 96 pointes dans une seule tour
- Plateaux compatibles avec les racks unitaires
- Plateaux et pointes autoclavables
- Emballage en carton et plateaux et pointes en polypropylène 100 % recyclable




## Pointes en vrac FlexiBulk

- Autoclavables
- Pointes (PP) et emballage (PET) 100% recyclable



## Pointes en vrac en boîtes

- Autoclavables
- Pointes et emballage 100% recyclables



## Boîtes de recharge unitaires

- 10, 15 ou 20 plateaux de 96 pointes, selon le volume des pointes
- Certifié sans DNase, RNase, ni endotoxines
- Plateaux compatibles avec les racks unitaires
- Plateaux et pointes autoclavables
- Plateaux et pointes en polypropylène 100 % recyclable



# Pointes à filtre stériles "SafetySpace" Sartorius Biohit*family*

- En rack de 96 pointes stériles
- Plus d'espace entre l'échantillon et le filtre
- Pas de contact entre l'échantillon et le filtre, quel que soit le procédé de pipetage ou le type de liquide

| Pointes | Volume (µl) | Longueur (mm) | Code couleur | Unités/ carton | Référence | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,1 - 10 | 31,5 | Gris | 10 x 96 | 070881 | NC - |
| | | | | | 070975* | NC - |
| | | 46 | Gris | 10 x 96 | 783201 | NC - |
| | 0,5 - 20 | 51 | Jaune | 10 x 96 | 070884 | NC - |
| | | | | | 070951* | NC - |
| | | 77,5 | Jaune | 10 x 96 | 845145 | NC - |
| | 2 - 120 | 51 | Jaune | 10 x 96 | 070880 | NC - |
| | | | | | 070976* | NC - |
| | 5 - 200 | 52,5 | Jaune | 10 x 96 | 070883 | NC - |
| | | | | | 070950* | NC - |
| | 5 - 300 | 52,5 | Orange | 10 x 96 | 783207 | NC - |
| | | | | | 070977* | NC - |
| | 50 - 1 000 | 78 | Bleu | 10 x 96 | 783208 | NC - |
| | | | | | 070978* | NC - |
| | 10 - 1000 | 102 | Bleu | 8 x 96 | 845146 | NC - |
| | 50 - 1 200 | 90 | Violet | 10 x 96 | 070677 | NC - |
| | | | | | 070979* | NC - |




* Low retention

**Pointes non représentées à l'échelle. Se référer aux longueurs (en mm) dans le tableau.**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com