Pointes Xtip4 ClearLine® pour pipettes Rainin LTS

- Pointes graduées en polypropylène
- Compatibles avec les micropipettes LTS
- Flexibilité de la pointe pour une force d'insertion plus faible et assurer une bonne étanchéité
- Cran d'arrêt sur la pointe pour diminuer la force d'éjection
- Pas de formation de gouttes à l'extrémité de la pointe
- Faible rétention

Pyro-gènes · DNase RNase · Acide nucléique · Endo-toxines · Inhibiteur de PCR



Pointes Xtip4 à filtre stérile

Volume (µl)	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton
20	10 x 96	713178B	NC -

Système 2 en 1 !
Travaillez avec la gamme sans filtre et à filtre ClearLine® et réduisez vos déchets : pensez à réutiliser vos racks à charnières avec les systèmes de recharge

GoGreen

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
713196B	Boîte vide pour recharge Xtip4 20 - 300 µl	50	NC -
713197B	Boîte vide pour recharge Xtip4 1000 - 1200 µl	40	NC -

Mode d'emploi : recharge Tip Eject

- Tour contenant 10 plateaux de 96 pointes stériles
- Manipulation aisée d'une main
- Emballage recyclable
- 1°/enlever le rack de protection à la base de la colonne
- 2°/placer la tour sur le portoir vide
- 3°/appuyer sur le haut - le clic indique que le plateau est bien mis en place dans le portoir
- 4°/replacer la colonne sur le rack de protection

