Pointes Neptune



➤ **Pointes de haute précision compatibles avec toutes les marques de micropipettes standard**

Pyro-gènes · Endo-toxines · DNase RNase



Portoirs vides avec support de pointes

Référence	Désignation	CHF
713234A	Rack vide avec plateau pour pointes 10 µl en vrac	**NC -**
713236A	Rack vide avec plateau pour pointes 20 à 300 µl en vrac	**NC -**
713238A	Rack vide avec plateau pour pointes 1000 à 1250 µl en vrac	**NC -**
713235A	Rack vide sans plateau pour pointes 10 à 300 µl en recharge	**NC -**
713237A	Rack vide sans plateau pour pointes 1000 à 1250 µl en recharge	**NC -**

Photo	Type	Vol. (µl)	Long. (mm)	Ø (mm) d'ouverture	Graduat. (µl)	Type	Stérile	En vrac Réf.	En vrac Unités/ carton	En vrac CHF/ carton	Sur rack Réf.	Sur rack Unités/ carton	Sur rack CHF/ carton	En recharge Réf.	En recharge Unités/ carton	En recharge CHF/ carton
	2040	10	31,24	0,46	0,5, 2, 10	Standard	Non	**713123**	1000	**NC -**	**713124N**	960	**NC -**	**713126N**	1920	**NC -**
						Standard	Oui	**-**	-	**-**	**713125N**	960	**NC -**	-	-	-
						Low Bind.	Non	**-**	-	**-**	**713007N**	960	**NC -**	**712159N**	1920	**NC -**
						Low Bind.	Oui	**-**	-	**-**	**713008N**	960	**NC -**	-	-	-
	2340	10	45,84	0,38	2, 10	Standard	Non	**-**	-	**-**	**711176N**	960	**NC -**	**713092N**	960	**NC -**
						Standard	Oui		-	**-**	**713011N**	960	**NC -**	-	-	-
						Low Bind.	Non	**713164A**	1000	**NC -**	**713282**	960	**NC -**	**713288**	960	**NC -**
						Low Bind.	Oui	**-**	-	**-**	**713163NA**	960	**NC -**	-	-	-
	2100	200	50,75	0,53	10, 50, 100	Standard	Non			**-**	**713021N**	960	**NC -**	**713040B**	960	**NC -**
						Standard	Oui	**-**	-	**-**	**713022N**	960	**NC -**	-	-	-
						Low Bind.	Non	**713015**	1000	**NC -**	**713283**	960	**NC -**	**711511N**	960	**NC -**
						Low Bind.	Oui	**-**	-	**-**	**713017N**	960	**NC -**	-	-	-
	2150	200	90,93	0,46	-	Standard	Non	**-**	-	**-**	**713284**	768	**NC -**	-	-	-
						Standard	Oui	**-**	-	**-**	**713285**	768	**NC -**	-	-	-
	2090	300	59,54	0,51	10, 50, 100	Standard	Non	**713281**	100	**NC -**	**713286**	768	**NC -**	**713093N**	960	**NC -**
						Standard	Oui	**-**	-	**-**	**713287**	768	**NC -**	-	-	-
						Low Bind.	Non			**-**	**713046N**	960	**NC -**	**713090N**	960	**NC -**
						Low Bind.	Oui	**-**	-	**-**	**713047N**	960	**NC -**	-	-	-
	2160	1000	81,79	0,89	200, 500, 1000	Standard	Non	**713023**	1000	**NC -**	**711263N**	768	**NC -**	**712160N**	960	**NC -**
						Standard	Oui	**-**	-	**-**	**713024N**	768	**NC -**	-	-	-
	2370	1250	98,4	0,89	10, 50, 100	Standard	Non	**713095**	1000	**NC -**	**-**	-	**-**	**713094N**	960	**NC -**
						Standard	Oui	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-
						Low Bind.	Non	**713289**	968	**NC -**	**-**	-	**-**	**713091N**	960	**NC -**