Pointes sur recharge Eclipse

- Système de recharge très simple à utiliser
- Très écologique : les plateaux sont en plastique bio à base organique (sans pétrole), faible poids de plastique jetable (80 % de plastique en moins que les recharges de marques habituelles)
- Les plateaux sont compatibles avec d'autres portoirs de diverses marques
- Le plateau se prélève de la tour à l'aide d'un couvercle souple en PET et se dépose simplement sur le portoir
- Le couvercle en PET conserve les pointes en toute propreté
- Aucun contact des pointes avec les mains

DNase RNase · ADN humain · ATP · Endo-toxines · Pyro-gènes

GoGreen



		En recharge Eclipse			En recharge Eclipse stérile			En recharge Eclipse mini		
Description	**Longueur (mm)**	**Réf.**	**Unité d'emb.**	**CHF**	**Réf.**	**Unité d'emb.**	**CHF**	**Réf.**	**Unité d'emb.**	**CHF**
Pointes SuperSlik à faible rétention										
SuperSlik 10 µl avec pointe ultrafine	31,4	**949767**	96 x 130	**NC -**	-	-	-	**949766**	96 x 60	**NC -**
SuperSlik 200 µl avec pointe biseautée	49,7	**949248**	96 x 10	**NC -**	-	-	-	-	-	-
SuperSlik 250 µl avec pointe ultrafine	52,1	**949427**	96 x 10	**NC -**	-	-	-	-	-	-
SuperSlik 1250 µl avec pointe ultrafine	88,9	**949342**	96 x 5	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Pointes SuperSlik à faible rétention pour Rainin LTS										
SuperSlik 20 µl pour Rainin LTS	48,3	**949695**	96 x 100	**NC -**	-	-	-	-	-	-
SuperSlik 250 µl pour Rainin LTS	51,3	**949699**	96 x 100	**NC -**	-	-	-	-	-	-
SuperSlik 300 µl pour Rainin LTS	55,6	**949762**	96 x 80	**NC -**	-	-	-	**949761**	96 x 40	**NC -**
SuperSlik 1000 µl pour Rainin LTS	88,9	**949703**	96 x 50	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Pointes standard										
10 µl avec pointe ultrafine	31,4	**949413**	96 x 13	**NC -**	-	-	-	**949628**	96 x 60	**NC -**
10 µl pointe longue et protection de pipette	38,1	**949132**	96 x 14	**NC -**	-	-	-	-	-	
100 µl avec pointe biseautée pour Eppendorf jaune	49,7	**949110**	96 x 10	**NC -**	-	-	-	-	-	-
200 µl avec pointe biseautée jaune	49,7	**949092**	96 x 10	**NC -**	**949600**	96 x 100	**NC -**	**949599**	96 x 50	**NC -**
200 µl avec pointe biseautée transparente	49,7	**949232**	96 x 10	**NC -**	-	-	-	-	-	-
200 µl avec pointe biseautée transparente graduée	49,7	**949261**	96 x 10	**NC -**	**949714**	96 x 100	**NC -**	**949713**	96 x 50	**NC -**
200 µl ouverture large	49,7	**949589**	96 x 100	**NC -**	-	-	-	-	-	-
250 µl avec pointe ultrafine	52,1	**949285**	96 x 10	**NC -**	-	-	-	-	-	-
1250 µl ouverture large	88,9	**949414**	96 x 5	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Pointes pour Rainin LTS										
20 µl pour Rainin LTS	48,3	**949543**	96 x 110	**NC -**	-	-	-	-	-	-
250 µl pour Rainin LTS	51,3	**949574**	96 x 100	**NC -**	-	-	-	-	-	-
300 µl pour Rainin LTS	55,6	**949558**	96 x 80	**NC -**	**949559**	96 x 80	**NC -**	**949557**	96 x 40	**NC -**
1200 µl pour Rainin LTS	88,9	**949580**	96 x 50	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Pointes Flextop										
200 µl Flextop avec pointe ultrafine	49,7	**949054**	96 x 10	**NC -**	**949568**	96 x 100	**NC -**	**949567**	96 x 50	**NC -**
300 µl Flextop avec pointe ultrafine	71,1	**949044**	96 x 6	**NC -**	-	-	-	-	-	-
1250 µl Flextop longue avec pointe ultrafine	88,9	**949170**	96 x 5	**NC -**	**949643**	96 x 50	**NC -**	-	-	-

Racks rechargeables à couvercle à charnière

Référence	Désignation	CHF
949377	Rack pour pointes 10, 200, 250 µl (les 10)	**NC -**
949447	Rack pour pointes 1000 et 1250 µl (les 6)	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com