
## Pointes à filtre Labcon



- Filtre hydrophobe pour la protection des micropipettes contre les aérosols
- En rack stérile, emballage unitaire ou recharge Eclipse
- Versions à faible rétention ZAPSlick et/ou pour pipettes Rainin LTS

DNase RNase · ADN humain · ATP · Endo-toxines · Pyro-gènes

| | | En rack stérile | | | Emballage unitaire | | | Eclipse UNO refill | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description** | **Longueur (mm)** | **Réf.** | **Unité d'emb.** | **CHF** | **Réf.** | **Unité d'emb.** | **CHF** | **Réf.** | **Unité d'emb.** | **CHF** |
| **Pointes à filtre ZAPSlik faible rétention** | | | | | | | | | | |
| ZapSlik 10 µl | 31,4 | **949791** | 96 x 120 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZapSlik 10 µl longue avec TubeGuard | 38,1 | **949793** | 96 x 100 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZapSlik 10 µl extra longue | 47,6 | **949794** | 96 x 100 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZapSlik 20 µl | 49,7 | **949798** | 96 x 100 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZapSlik 200 µl | 52,1 | **949804** | 96 x 100 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZapSlik 200 µl large orifice | 49,7 | **949740** | 96 x 100 | **NC -** | - | - | - | **949739** | 96 x 50 | **NC -** |
| ZapSlik 300 µl | 52,1 | **949802** | 96 x 100 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZapSlik 300 µl longue | 71,1 | **949741** | 96 x 6 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZapSlik 1000 µl | 88,9 | **949800** | 96 x 40 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZapSlik 1000 µl large orifice | 88,9 | **949743** | 96 x 40 | **NC -** | - | - | - | **949742** | 96 x 24 | **NC -** |
| **Pointes à filtre ZAPSlik faible rétention pour Rainin LTS** | | | | | | | | | | |
| ZapSlik 20 µl pour Rainin LTS | 48,3 | **949734** | 96 x 100 | **NC -** | - | - | - | **949733** | 96 x 50 | **NC -** |
| ZapSlik 200 µl pour Rainin LTS | 51,3 | **949736** | 96 x 100 | **NC -** | - | - | - | **949735** | 96 x 50 | **NC -** |
| ZapSlik 300 µl pour Rainin LTS | 55,6 | **949732** | 96 x 100 | **NC -** | - | - | - | **949731** | 96 x 50 | **NC -** |
| ZapSlik 1000 µl pour Rainin LTS | 88,9 | **949738** | 96 x 40 | **NC -** | - | - | - | **949737** | 96 x 24 | **NC -** |
| **Pointes à filtre ZAP** | | | | | | | | | | |
| ZAP 10 µl avec graduation | 49,7 | **949487** | 96 x 10 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZAP 20 µl biseautée | 49,7 | **949509** | 96 x 6 | **NC -** | **949491** | 200 | **NC -** | **949663** | 96 x 50 | **NC -** |
| ZAP 100 µl avec graduations | 49,7 | **949726** | 96 x 100 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZAP 50 µl biseautée | 49,7 | **949492** | 96 x 10 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZAP 100 µl biseautée | 49,7 | **949495** | 96 x 10 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZAP 100 µl avec graduations | 49,7 | **949498** | 96 x 10 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZAP 100 µl biseautée | 49,7 | **949725** | 96 x 100 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZAP 150 µl biseautée | 49,7 | **949499** | 96 x 10 | **NC -** | **949501** | 200 | **NC -** | - | - | - |
| ZAP 200 µl biseautée | 52,1 | **949502** | 96 x 10 | **NC -** | **949477** | 200 | **NC -** | **949677** | 96 x 50 | **NC -** |
| ZAP 100 µl avec pointe ultrafine | 83,8 | **949728** | 96 x 40 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZAP 200 µl large orifice biseauté | 49,7 | **949504** | 96 x 10 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZAP 200 µl avec pointe ultrafine | 83,8 | **949506** | 96 x 6 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZAP 300 µl biseautée | 52,1 | **949508** | 96 x 10 | **NC -** | - | - | - | **949673** | 96 x 50 | **NC -** |
| ZAP 300 µl avec pointe ultrafine | 71,1 | **949510** | 96 x 6 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZAP 1000 µl avec pointe ultrafine | 88,9 | **949511** | 96 x 6 | **NC -** | **949513** | 200 | **NC -** | **949525** | 96 x 24 | **NC -** |
| ZAP 1000 µl avec FlexTop et pointe ultrafine | 75,9 | **949514** | 96 x 6 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZAP 1000 µl avec FlexTop et large orifice | 88,9 | **949515** | 96 x 6 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| ZAP 1200 µl pour Sartorius | 88,9 | **949516** | 96 x 6 | **NC -** | - | - | - | - | - | - |
| **Pointes à filtre ZAP pour Rainin LTS** | | | | | | | | | | |
| ZAP 20 µl pour Rainin LTS | 48,3 | **949488** | 96 x 10 | **NC -** | - | - | - | **949752** | 96 x 50 | **NC -** |
| ZAP 200 µl pour Rainin LTS | 51,3 | **949507** | 96 x 10 | **NC -** | - | - | - | **949754** | 96 x 50 | **NC -** |
| ZAP 300 µl pour Rainin LTS | 55,6 | **949807** | 96 x 100 | **NC -** | - | - | - | **949806** | 96 x 50 | **NC -** |
| ZAP 1000 µl pour Rainin LTS | 88,9 | **949509** | 96 x 6 | **NC -** | - | - | - | **949756** | 96 x 24 | **NC -** |

## Pointes 3D



- Issues d'un moule sélectionné chez le fabricant
- Adaptables sur la plupart des pipeteurs existants
- Embout biseauté garantissant une bonne précision
- Fabriquées en polypropylène transparent

| Référence | Volume (µl) | Couleur | Stérile | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|
| **070010** | 0,5 - 20 | Naturel | Non | 1000 | **NC -** |
| **070030** | 100 - 1000 | Bleu | Non | 250 | **NC -** |