Pointes standard

Réf.	Vol. (µl)	Couleur	Compatibilité	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
390980	0 - 200	Jaune	Eppendorf - Brand - Socorex	1000	25000	**NC -**
390981	0 - 200	Jaune	Gilson	1000	25000	**NC -**
390861	200 - 1000	Bleu	Eppendorf - Socorex - HTL - Nichiryo	500	10000	**NC -**



Pointes ExpellPlus emballage individuel

- **Stériles**
- **Différents volumes : 10 µl standard et longue, 200 µl et 1000 - 1250 µl**
- **Compatibles avec la majorité des marques de pipettes**
- **Plastique en polymère hydrophobe permettant de réduire l'adhésion des échantillons**

ADN · DNase RNase · Endo-toxines · Inhibiteur de PCR



Référence	Volume (µl)	Unités/ carton	CHF/ carton
091248	10	400	**NC -**
091249	10 (version longue)	400	**NC -**
091250	200	400	**NC -**
091251	1000	200	**NC -**

Pointes XL multi-volumes

- **Une seule pointe pour plusieurs volumes**
- **Graduées à 10, 50, 100, 150 et 200 µl**
- **Coloris naturel**
- **Compatibles avec la plupart des pipeteurs**
- **Les pointes sans filtre sont également compatibles avec les pipettes 300 µl**
- **Longueur extrême 91 mm**
- **Surface low-binding**
- **Exemptes d'inhibiteurs de PCR**
- **Version stérile exempte de pyrogènes**

DNase RNase · ADN humain




Référence	Volume (µl)	Description	Unités/ carton	CHF/ carton
840881	300	Vrac	1000	**NC -**
840882	300	Rack	96 x 10	**NC -**
840883	300	Rack, stérile	96 x 10	**NC -**
840884	200	Rack, stérile, à filtre	96 x 10	**NC -**

Pointes biseautées

Vol. (µl)	Coloris	Pour	Vrac	Sur rack	Sur rack stérile
		Pointes 10 µl			
10	Naturel	Gilson, Labsystems Sartorius Biohit*family*	**077185**	**077186**	**077187**
10	Naturel	Eppendorf	**077188**	**077189**	**077190***
Unités/boîte			1000	960	960
CHF/boîte			**NC -**	**NC -**	**NC -**
		Pointes 200 µl			
200	Jaune	Toutes marques	-	-	**077547B**
200	Naturel grad.	Toutes marques	**077551**	-	-
Unités/boîte			1000	-	960
CHF/boîte			**NC -**	-	**NC -**
		Pointes 1000 µl			
1000	Bleu	Toutes marques	-	**077554**	**077555**
1000	Naturel	Toutes marques	**077556**	-	**077558**
Unités/boîte			1000	1000	1000
CHF/boîte			**NC -**	**NC -**	**NC -**

* vendues par 1000



Pointes de haute précision dont l'extrémité présente une forme biseautée.

- **Renforcement de la précision du dépôt**
- **Profil fin**
- **En vrac ou sur portoir à couvercle coiffant**

DNase RNase · Endo-toxines · Pyro-gènes

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com