Pointes économiques pour micropipettes

Pointes économiques d'usage universel, convenant à toutes marques de micropipettes et aux applications de routines. Conditionnées en vrac (sachet).



Référence	Coloris	Volume (µl)	Pour micropipette	Unités/ sachet	CHF/ sachet
391452	Naturel	0,5 - 10	Gilson, Sartorius Biohit*family*	1000	NC -
391453	Naturel	0,5 - 10	Eppendorf Research Socorex	1000	NC -
391454	Naturel	2 - 20	Eppendorf Reference	1000	NC -
391450	Jaune	2 - 200	Universelle	1000	NC -
391455	Jaune	2 - 200	Gilson	1000	NC -
391456	Naturel	2 - 300	Gilson, Finnpipette Sartorius Biohit*family*	1000	NC -
391457	Naturel	10 - 300	Eppendorf, Gilson Sartorius Biohit*family*	1000	NC -
391451	Bleu	100 - 1000	Gilson, Socorex Sartorius Biohit*family*	1000	NC -
391458	Bleu	1000 - 5000	Gilson, Socorex	250	NC -
391459B	Naturel	1000 - 5000	Eppendorf	250	NC -
391460	Naturel	1000 - 5000	Finnpipette	250	NC -
391461	Naturel	100 - 10000	Gilson, Socorex, Finnpipette	100	NC -

Pointe epT.I.P.S. GELoader 0,5 - 20 µl Eppendorf



Pointe effilée de grande longueur pour le dépôt sur gel sans dommage.

- **Pour micropipettes Research plus, Reference et Xplorer**
- **Grande précision**
- **Longueur totale : 62 mm, longueur du capillaire : 15 mm**
- **ø externe : 0,3 mm, ø interne : approx. 0,12 mm**
- **Volume : 0,5 - 20 µl**
- **Autoclavables (121 °C, 20 min)**

Référence	Désignation	CHF les 2 racks de 96
033202	Pointe epT.I.P.S. GELoader Eppendorf	NC -

Pointes capillaires pour micro-injection FEMTOTIPS



Capillaires pour la microinjection. 2 modèles :

- Femtotips® : pour l'injection reproductible de cellules adhérentes ; ø int x ø ext : 0,5 x 1 µm ;
- Femtotip II : pour l'injection reproductible de cellules adhérentes et en suspension ; øint x øext : 0,5 x 0,7 µm.

- **Stériles**
- **Lumière strictement définie**
- **Pas de vis de montage rapide**

Référence	Désignation	CHF les 20
034902	Capillaires Femtotip II	NC -

Pointe effilée Microloader™



- **Pointe à long filament**
- **Convient pour charger les capillaires de micro-injection par l'arrière**
- **S'adapte sur les pipettes Eppendorf 10 µl**
- **Sur portoir autoclavable**

Référence	Désignation	CHF les 2 x 96
034903	Pointe Microloader	NC -

Micropipettes capillaires pour PCR



Capillaires munis d'un piston en acier inox à déplacement positif.
En boîte de 100 capillaires + 100 pistons.

- **Absence d'aérosol**
- **Mesure réelle de l'échantillon, indépendamment de la viscosité**
- **Autoclavables**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
075040	Micropipettes capillaires pour PCR 5 µl	100	NC -
075041	Micropipettes capillaires pour PCR 10 µl	100	NC -