Portoir carrousel universel







- En ABS
- Capacité de 8 pipettes monocanal ou 4 multicanaux - ou panaché multicanaux et monocanal
- Compatible avec la plupart des pipettes du marché
- Tête pivotante et base lestée permettant une manipulation à une main
- Pipette retenue verticalement
- Différentes couleurs disponibles

Coloris : partie haute du système de rétention	Vert /bleu (8 de chaque)	Violet/transparent (8 de chaque)	Transparent (8) et assorties* (8)
Coloris : partie basse du système de rétention	Bleu (8)	Violet (8)	Assorties (8)
Référence	**320547**	**320548**	**320549**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* violet, jaune, rouge, orange, vert, gris, bleu et transparent


Portoir universel pour pipettes, décontaminant par traitement UV



- Détruit 99 % des contaminants
- Exposition aux UV (254 nm) sur 360°
- Capacité de 6 pipettes monocanal
- Compatible avec la plupart des pipettes du marché

Référence	Désignation	CHF
062984	Carrousel décontaminant UV pour pipettes monocanal	**NC -**

Portoir incliné de paillasse pour micropipettes



- Pratique, universel, économique
- Portoir incliné pour 2 à 6 micropipettes, à poser sur la paillasse

Référence	Matériau	Capacité pipettes	Dimensions (mm)	Couleur	CHF
037933	Acrylique	3	NC	Naturel	**NC -**
037934	Acrylique	4	NC	Naturel	**NC -**
037551	Acrylique	6	295 x 165 x 195	Naturel	**NC -**
037937	Acrylique	6	295 x 165 x 195	Bleu	**NC -**
037552	ABS	6	295 x 165 x 195	Bleu	**NC -**

Support à fixer pour micropipettes



- A fixer sur une étagère ou la paillasse pour le rangement de 3 micropipettes
- Coloris bleu
- Comprend 2 vis de maintien

Réf.	Désignation	CHF
037548	Support pour 3 micropipettes	**NC -**

Portoir carrousel



- A poser sur une paillasse ou à accrocher sous une étagère
- Pour 12 pipettes monocanal ou 3 pipettes monocanal et 3 multicanaux
- Accepte tous modèles de pipettes
- Dimensions H x l (mm) :
  - modèle sur paillasse : 332 x 193
  - modèle fixé sous une étagère : 187 x 193

Coloris	Bleu	Vert	Violet	CHF
Référence	**320112**	**320113**	**320114**	**NC -**