## MICROMAN® E Gilson

GILSON

Micropipettes à déplacement positif avec capillaires-pistons (CPs) jetables, particulièrement adaptés pour les liquides difficiles.

- **Idéal pour les échantillons visqueux, volatiles, denses, contaminés ou à risques**
- **Elimination de tout risques de contamination par aérosols (CP jetables)**
- **Disponibles avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé COFRAC)**

MICROMAN® E









CP1000 sur rack




### MICROMAN® E

- **Dispositif «QuickSnap» : fixation du CP aussi simplement qu'une pointe de pipette standard**
- **Système de blocage du volume pour un réglage précis sans risque de modification**
- **Afficheur en position frontale**
- **Nouvelle forme du becquet et large bouton-poussoir**

| Type | Volume | Référence MICROMAN E | CHF |
|---|---|---|---|
| M10 | 1 - 10 µl | 070089 | 397 - |
| M25 | 3 - 25 µl | 070090 | 397 - |
| M50 | 20 - 50 µl | 070091 | 397 - |
| M100 | 10 - 100 µl | 070092 | 397 - |
| M250 | 50 - 250 µl | 070093 | 397 - |
| M1000 | 100 - 1000 µl | 070094 | 397 - |

FABRIQUÉ EN FRANCE

### Ensemble capillaire - piston (CP)

- **Très grande précision pour les échantillons difficiles**
- **Les modèles CP10 et CP100 sont autoclavables**
- **Sur rack et en vrac, selon les modèles**
- **Exempts de RNase, DNase, ADN, et protéases pour les modèles stériles**

| Volume (µl) | Type | Pour Micromman | Référence | Stérile | Sur rack | Unités/ boîte | CHF/ boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 | CP10 | M10 | 066115 | Non | Oui | 192 | 106 - |
| | CP10 | M10 | 066116 | Non | Oui | 960 | 439 - |
| | CP10ST | M10 | 066117 | Oui | Oui | 192 | 128 - |
| | CP10ST | M10 | 066118 | Oui | Oui | 960 | 514 - |
| 3 - 25 | CP25 | M25 | 067494 | Non | Oui | 960 | 444 - |
| | CP25 | M25 | 066119 | Non | Non | 200 | 95 - |
| 20 - 50 | CP50 | M50 | 067495 | Non | Oui | 960 | 439 - |
| | CP50 | M50 | 066120 | Non | Non | 200 | 95 - |
| 10 - 100 | CP100 | M100 | 066121 | Non | Oui | 192 | 106 - |
| | CP100 | M100 | 066122 | Non | Oui | 960 | 439 - |
| | CP100ST | M100 | 066123 | Oui | Oui | 192 | 128 - |
| | CP100ST | M100 | 066124 | Oui | Oui | 960 | 514 - |
| 50 - 250 | CP250 | M250 | 067496 | Non | Oui | 960 | 439 - |
| | CP250 | M250 | 066125 | Non | Non | 200 | 95 - |
| 100 - 1000 | CP1000 | M1000 | 066414 | Non | Oui | 182 | 106 - |
| | CP1000ST | M1000 | 066222 | Oui | Oui | 182 | 128 - |

## Micropipette à déplacement positif Acura® capillar 846




- **Forme effilée, appui-doigt ergonomique**
- **Activation souple du piston**
- **Sélection fiable des volumes, chaque pipette dispose de 5 volumes fixes aisément sélectionnés**
- **Code couleur sur pipette, piston et tube capillaire**
- **Piston en acier inox/PTFE**




| Micropipette Acura® capillar 846 | | | Tubes capillaires | | | Pistons de rechange | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Volume (µl) | CHF | Réf | Unités/ carton | CHF/ carton | Réf. | Unités/ carton | CHF/ carton |
| 061945 | 1-2-4-5 | 303 - | 061241 | 200 | 68,70 - | 061246 | 5 | 23,75 - |
| 061946 | 5-10-15-20-25 | 303 - | 061242 | 200 | 68,70 - | 061247 | 5 | 56,55 - |
| 061947 | 10-20-30-40-50 | 303 - | 061243 | 200 | 68,70 - | 061248 | 5 | 56,55 - |
| 061948 | 60-75-80-90-100 | 303 - | 061244 | 200 | 137,35 - | 061249 | 5 | 56,55 - |
| 061949 | 100-120-150-175-200 | 303 - | 061245 | 100 | 73,75 - | 061250 | 5 | 56,55 - |

### Support

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 061257 | Support pour 3 micropipettes | 95,95 - |