Micropipette Multipette® M4 Eppendorf

Distributeur manuel de réactif utilisant des seringues Combitips® Advanced. Pour la distribution avec une grande précision de tous types de liquides, sans risque de contamination par les aérosols.

- **Manipulation simple et sans erreur**
- **Reconnaissance automatique du Combitip avec affichage du volume sélectionné**
- **Compteur de distribution affiché sur l'écran**
- **Large gamme de volumes de distribution grâce aux 9 tailles de Combitip de 1 µl à 10 ml**
- **20 choix de volume par Combitip : 112 volumes disponibles**
- **Ejection du Combitip au moyen de la gâchette de distribution**
- **Sélection du volume avec le pouce**
- **Prise en main optimisée pour s'adapter à toutes les morphologies, convient aux gauchers comme aux droitiers**
- **Poids réduit de 20 % par rapport à la Multipette® Plus**

Référence	Désignation	CHF
933049	Multipette® M4 avec support (mural, pour pipettes)	NC -
933050	Multipette® M4 Starter Kit : Multipette® M4, Combitip Rack, pack Combitip, avec support (mural et/ou pour carrousel)	NC -
933039	Eppendorf TrackIT comprend le logiciel et un lecteur RFID	NC -
045322	Pile pour Multipette®	NC -



Multipette® M4 avec support mural

Micropipette Multipette® électroniques E3 / E3x Eppendorf

Pipettes distributrices électroniques à déplacement positif, programmables et multi-fonctions.
2 modèles :

- Multipette® E3 : pour les applications standard (pipetage, distribution et distribution automatique)
- Multipette® E3x : en plus des applications standard, aspiration/distribution, aspiration de surnageants, titration, distribution séquentielle

- **Fonctionnement par déplacement positif**
- **Molette de sélection de l'application, boutons de réglage rapide des paramètres**
- **Affichage automatique du volume grâce à la reconnaissance automatique du Combitip® Advanced**
- **Plus de 2500 volumes disponibles de 1 µl à 50 ml**
- **Ejection du Combitip par bouton séparé**
- **Livrée avec chargeur, batterie Li-ion et certificat de conformité EN ISO 8655**
- **Mémorisation de 5 protocoles les plus courants**
- **Garantie : 2 ans**





Référence	Désignation	CHF
933170	Multipette® E3, avec chargeur et assortiment de Combitips® Advanced	NC -
933171	Multipette® E3x, avec chargeur et assortiment de Combitips® Advanced	NC -
933172	Multipette® E3, avec portoir chargeur 933911 et assortiment de Combitips® Advanced	NC -
933173	Multipette® E3x, avec portoir chargeur 933911 et assortiment de Combitips® Advanced	NC -

ViscoTip 10 ml Eppendorf

Spécialement conçue pour la manipulation de liquides à viscosité élevée, tel que la glycérine 99,5 %,le Tween, les huiles, crèmes.

- **Pour liquides de viscosité comprise entre 200 mPa.s et 14 000 mPa.s**
- **Volume : 10 ml**
- **Volume min/max : 10 - 10000 µl**
- **Code couleur : double orange**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
934187	ViscoTip 10 ml Eppendorf	100	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com