Combitips® Advanced Eppendorf

eppendorf



Saisissez la référence sur **MILIAN.COM** pour voir la vidéo produit





Saisissez la référence sur **www.milian.com** pour retrouver le guide des niveaux de pureté Eppendorf

Compatibles avec : Miltipette® M4, Mutipette® E3 et E3X, Multipette® Plus 4980 et 4981, Multipette® Stream et Xstream, Multipette® Pro, EDOS 5222, Multipette® 4780

Disponibles en :

- qualité standard par 4 sachets de 25 pièces
- PCR clean par 4 sachets de 25 pièces
- qualité Biopur, sous blister individuel, garanties stériles, apyrogènes, exemptes d'ADN, d'ATP et de RNase
- qualité Forensic DNA : certifiée conforme ISO 18385, exempte d'ADN humain, DNase, RNase et inhibiteur de PCR

- **9 tailles de Combitips® Advanced : gamme volumétrique de 0,1 à 50 ml**
- **Code couleur pour identification rapide du Combitips® souhaité, sans erreur**
- **Pointes longues et effilées : les modèles 2,5 - 5 et 10 ml vont au fond des tubes, permettant de les vider pour ne pas perdre d'échantillon**
- **Pratique : livré dans un packaging avec serviteur**
- **Option : portoir Combitip Rack pour manipuler d'une seule main**

Vol. (ml)	Avec Multipette® M4			Avec Multipette® E3 / E3X			Code couleur	Combitips® Advanced							
								Standard		PCR Clean		Biopur		Forensic DNA	
	Volume Min/Max	Incrément (µl)	Vol. max. distribué	Volume Min/Max	Incrément (µl)	Vol. max. distribué		Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100
0,1	1 - 20 µl	1 µl	20 µl	1 - 100 µl	0,1 µl	0,1 ml	Blanc	033082B	NC -	035746	NC -	033091B	NC -	-	-
0,2	2 - 40 µl	2 µl	40 µl	2 - 200 µl	0,2 µl	0,2 ml	Bleu clair	033083B	NC -	035747	NC -	033092B	NC -	-	-
0,5	5 - 100 µl	5 µl	100 µl	5 - 500 µl	0,5 µl	0,5 ml	Violet	033084B	NC -	035748	NC -	033093B	NC -	-	-
1	10 - 200 µl	10 µl	200 µl	10 µl - 1 ml	1 µl	1 ml	Jaune	033085B	NC -	035749	NC -	033094B	NC -	933920	NC -
2,5	25 - 500 µl	25 µl	500 µl	25 µl - 2,5 ml	2,5 µl	2,5 ml	Vert	033086B	NC -	035750	NC -	033095B	NC -	933921	NC -
5	50 - 1 000 µl	50 µl	1 000 µl	50 µl - 5 ml	5 µl	5 ml	Bleu	033087B	NC -	035751	NC -	033096B	NC -	933922	NC -
10	100 - 2 000 µl	100 µl	2 000 µl	100 µl - 10 ml	10 µl	10 ml	Orange	033088B	NC -	035752	NC -	033097B	NC -	-	-
25	250 - 5000 µl	250 µl	5000 µl	250 µl - 25 ml	25 µl	25 ml	Rouge	033089B	NC -	035753	NC -	033098B	NC -	-	-
50	500 - 10 000 µl	500 µl	10 000 µl	500 µl - 50 ml	50 µl	50 ml	Gris	033090B	NC -	035754	NC -	033099B	NC -	-	-



Packaging avec serviteur

Accessoires

Référence	Désignation	Coloris	Unités/ boîte	CHF/ boîte
033100B	Adaptateur Combitips® Advanced 25 ml	Rouge	1	NC -
033101B	Adaptateur Combitips® Advanced 50 ml	Gris Clair	1	NC -
033102B	Adaptateur Combitips® Advanced Biopur 25 ml, stérile	Rouge	7	NC -
033103B	Adaptateur Combitips® Advanced Biopur 50 ml, stérile	Gris Clair	7	NC -
033106B	Portoir à couvercle Combitip Rack pour 8 Combitips® Advanced de 0,1 à 10 ml		1	NC -