DISTRIMAN® Gilson

Pipette de distribution répétitive à déplacement positif.
Distribue des volumes de 1 µl à 1000 µl avec trois seringues DistriTips.

- **Jusqu'à 125 aliquots par DistriTips**
- **Sans table de conversion : il suffit d'afficher le volume du Distritip et le volume à délivrer sur le DISTRIMAN®**
- **Les DistriTips sont exempts de RNase, DNase, DNA, RNA et protéases**
- **DistriTips standard ou stérilisés sous emballage individuel**



DISTRIMAN® Gilson

Référence	Désignation	CHF
066134	DISTRIMAN® Gilson	NC -

DistriTips Gilson

Référence	Modèle	Volume total	Stérilisé	Volume distribué	Unités/ boîte	CHF/ boîte
066135	Micro	125 µl	Non	1 µl à 12,5 µl	50	NC -
066136	Mini	1250 µl	Non	10 µl à 125 µl	50	NC -
066137	Maxi	12,5 ml	Non	100 µl à 1,25 ml	50	NC -
066138	Micro	125 µl	Oui*	1 µl à 12,5 µl	50	NC -
066139	Mini	1250 µl	Oui*	10 µl à 125 µl	50	NC -
066140	Maxi	12,5 ml	Oui*	100 µl à 1,25 ml	50	NC -

* Emballage unitaire

Pipette réglable à répétition Stepper 416

NOUVEAU

- **Permet de distribuer jusqu'à 73 doses de volumes allant de 10 µl à 5 ml sans contribution du pouce**
- **Bouton de réglage indiquant le nombre de doses et le volume**
- **Un mécanisme de blocage évite les erreurs de distribution lorsque la seringue est presque vide**
- **Livrée avec trois volumes de seringues Ecosep permettant de couvrir la plage de 10 µl à 5 ml**
- **Garantie : 2 ans**



Référence	Désignation	CHF
350413	Stepper 416 livrée avec 3 boutons sélecteurs avec code couleur, adaptateur et échantillons de seringues Ecostep	NC -
061010	Support transparent pour Stepper	NC -
061011	Adaptateurs supplémentaires pour seringue Ecostep rouges (les 5)	NC -

Seringues Ecostep

Endo-toxines · DNase RNase · ADN humain · Pyro-gènes

Deux présentations :
- seringues Ecostep en vrac, non-stériles ;
- seringues Ecostep stériles Bioproof™ certifiées sans ADN humain ni DNase, RNase et pyrogène (endotoxine) - certificat individuel envoyé sur demande.

		En vrac		Stérile, emballage individuel	
Volume	Couleur du bouton	Référence	CHF/ boîte de 100*	Référence	CHF/ boîte de 50*
0,75 ml	Jaune	985184	NC -	985185	NC -
3,75 ml	Bleu	985186	NC -	985187	NC -
37,5 ml	Rouge	985188	NC -	985189	NC -
0,75 / 3,7 et 37,5 ml	Jaune, bleu et rouge	350352*	NC -	350353*	NC -

* Assortiment des 3 volumes - prix pour la boîte de 60.

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com